

AXXIONM

for Kids

CUSHIONS

PXP | PXSF

NO - BRUKERHÅNDBOK OG
GARANTI



NO - INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte et Ki Mobility-produkt!



VARNING: Ikke bruk det før du har lest hele denne bruksanvisningen først. Bruk uten å lese hele håndboken først kan føre til alvorlig personskade på bruker og/eller ledsager.

Ki Mobility anbefaler opplæring av en ergoterapeut, spesialist i hjelpemidler eller annen kompetent klinisk eller teknisk ressurs i trygg bruk av denne stolen før du kjører i den.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om noen sider av denne rullestolen, denne håndboken eller servicen som gis, ikke nøl med å kontakte din autoriserte leverandør, en autorisert representant eller Ki Mobility. Du kan få tak i Ki Mobility på:

(1) 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



www.kimobility.com (Inkluderer forhandlerfinner og tilgang til trykt informasjon)

Eller via vår autoriserte EU-representant:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden

Eller via vår ansvarlige i StorbritanniaUK:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

INNHold

NO - INTRODUKSJON	1
A. Bruksområde	1
B. Sikkerheten din	1
C. Signalord	2
D. Symbolordliste	2
E. Kontroller huden din daglig	2
F. Generelle advarsler	3
G. Posisjoneringsbelter eller -seler	3
H. Ta vare på puten din	3
I. Hindringer	3
J. Plassering av trekket	4
Konfigurering, justering og vedlikehold	4
A. Tilpasning av puten og rullestolen	4
B. Vedlikehold	4
C. Rengjøring	5
D. Å montere Axiom-puten på nytt etter rengjøring	5
KI MOBILITY – BEGRENSET GARANTI	6

Axiom Pediatric P & Axiom Pediatric SP

VIKTIG FORBRUKERINFORMASJON


MERK: Denne håndboken inneholder en bruksanvisning for putene Ki Mobility Pediatric P og Axiom Pediatric SP. Denne informasjonen må leveres til sluttbrukeren av dette produktet. Ikke fjern denne håndboken før den er levert til produktets sluttbruker.

Leverandør: Denne håndboken må leveres til sluttbrukeren av dette produktet.

Sluttbruker: Les hele brukerhåndboken før du bruker dette produktet og ha det for hånden for fremtidig referanse.

MERK: Kontroller alle deler og se etter transportskader. MÅ IKKE brukes hvis det finnes skade. Kontakt leverandøren eller Ki Mobility for ytterligere instruksjoner.

Putens egenskaper



1. 4-veis strekkbart trekk	2. Håndtak foran
3. Skumpute	4. Vannbestandig glidelås



MAKSIMAL BRUKERVEKT: 75 kg (165 pund)

A. Bruksområde

Ki Mobility sine rullestolputer er tenkt til å gi støtte til sittestillingen, trykkfordeling og forbedret sittetoleranse. Denne rullestolputen er konstruert for innendørs eller utendørs bruk.

B. Sikkerheten din

Alle alvorlige hendelser eller personskader som er knyttet til bruken av produktet ditt eller tilbehøret må øyeblikkelig rapporteres, hvis hendelsen direkte eller indirekte fører til alvorlig redusert helse eller dødsfall for brukeren eller en annen person. Rapport alle alvorlige hendelser og/eller skader til Ki Mobility og, slik det kreves av lokale forskrifter, til kompetente helsemyndigheter der brukeren og/eller andre personer er juridisk hjemmehørende.

B. Sikkerheten din (forts.)

Ikke bruk dette produktet før du har lest hele denne bruk-sansvisningen. FØR du bruker puten, må du få opplæring i trygg bruk av dette produktet av en terapeut eller annen kompetent fagarbeider. Ki Mobility produserer mange forskjellige produkter som kan oppfylle dine behov. Beste praksis for å velge riktig produkt er å snakke med hjelpemiddelsentralen eller en annen kompetent helsefagarbeider, slik som fysioterapeut, ergoterapeut eller lege. Endelig valg av type produkt, alternativer og justeringer, er fullt ut ditt og dine kliniske rådgiveres valg. Alternativene som velges samt konfigureringen og justeringen av produktet, har en direkte innvirkning på dets ytelse, stabilitet og hvor godt det oppfyller behovene dine.

C. Signalord

I denne håndboken vil du finne det som kalles «signalord». Disse ordene brukes for å identifisere og formidle alvorlighetsgraden av forskjellige farer. Før du bruker denne stolen bør du og alle personer som kan assistere deg, lese hele denne håndboken. Merk deg signalordene og ta hensyn til alle merknader, forsiktighetsregler eller advarsler. Pass på at du følger alle bruksanvisninger og bruker stolen på en trygg måte. Signalordene viser til en fare eller en usikker praksis som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall, for deg eller andre personer. «Advarslene» kommer i tre hovedkategorier, som følger:

MERK – Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til redusert ytelse fra stolen eller skade på rullestolen dersom den ikke avverges.



VÆR FORSIKTIG

VÆR FORSIKTIG: Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til skader på rullestolen og personskade for deg selv dersom den ikke avverges.



ADVARSEL

ADVARSEL: Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall dersom den ikke avverges.

Disse signalordene vil finnes gjennom hele håndboken, der det er riktig å markere den farlige situasjonen. Se Avsnitt G. for farlige situasjoner som vil gjelde for generell bruk av dette produktet.

D. Symbolordliste

SYMBOL	DEFINITIE
	Geeft de naam van de fabrikant van het medische hulpmiddel aan.
	Productiedatum (JAAR/MAAND/DAG).
	Indien aanwezig op het medische hulpmiddel of de verpakking, geeft het aan dat de gebruiker de instructies moet raadplegen voor veiligheidsredenen, zoals voorzorgen en waarschuwingen.
	Duidt aan dat het voorwerp een medisch hulpmiddel is.
	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Geeft de bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan.
	Geeft de verklaring van de fabrikant aan dat het product in overeenstemming is met de vereisten van de toepasselijke EG-richtlijn.
	Duidt aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Duidt aan dat de gebruiker de vermelde website moet raadplegen voor de gebruiksaanwijzing in elektronisch formaat.
	Geeft een website aan waar een gebruiker bijkomende informatie over het medische hulpmiddel kan vinden.
	Geeft een aangegeven maximumgewicht aan (lbs/kg).
	Geeft een bevestigingspunt voor vervoer aan.
	Wijst op een potentieel knelpunt.
	Geeft de entiteit aan die het medische hulpmiddel importeert naar de locatie.
	Geeft de batchcode van de fabrikant aan, zodat de batch of partij kan worden
	In de machine wassen, heet
	Niet bleken
	Droog aan de waslijn of in de droger, niet heet
	Niet strijken
	Niet chemisch reinigen
	Geeft de verklaring van de fabrikant aan dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke UKCA-richtlijnen.

E. Controleer huden din daglig

Disse Axiom sete- og posjoneringsprodukter er konstruert for å forbedre trykkfordelingen og øke sittetoleransen. Om puten som leveres vil være riktig for dine individuelle behov, kan ikke fastslås på forhånd. Tilstanden til huden din kan påvirkes av mange sider av ditt daglige liv og medisinske tilstand, inkludert bruken av dette produkt. Pass på å følge alle hudpleietiltak som legen/terapeuten din har satt opp.

Brukere av dette produktet må passe på at huden deres inspiseres jevnlig for å se etter endringer. Hvis du ser endringer, må du avslutte bruken av dette produktet med en gang og snakke med legen/terapeuten. En viktig klinisk indikator for at vev brytes ned, er om huden blir rød. Hvis huden din blir rød, avslutt bruken av dette produktet umiddelbart og snakk med legen/terapeuten din. Vær spesielt nøye med å inspisere områdene knyttet til hoftenes beinfremspring slik som trokanterne og seteknoklerittebensknutene.



ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du ikke utfører en skikkelig hudinspeksjon eller fortsetter å bruke en pute etter at det har oppstått hudendringer, kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

F. Generelle advarsler



ADVARSEL

ADVARSEL: Ikke bruk eller installer denne puten uten at du har lest og forstått denne håndboken. Kontakt din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten din hvis du ikke er i stand til å forstå advarslene og bruksanvisningen. Å ikke gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.



ADVARSEL

ADVARSEL: Festeevnen til borrelåsene kan bli dårligere over tid og reduserer tiden og evnen til å feste puten. Dette kan føre til at du faller ut av rullestolen, noe som kan føre til alvorlig personskade.



ADVARSEL

ADVARSEL: Installasjon av en pute på en rullestol kan påvirke tyngdepunktet til rullestolen. Endringer i tyngdepunktet kan påvirke stabiliteten i rullestolen og føre til et velt eller fall fra rullestolen, noe som igjen kan føre til alvorlig personskade. Gå alltid gjennom bruksanvisningen for rullestolen din for å se om endringer på rullestolen kan være nødvendig for å gi tilstrekkelig stabilitet etter at du har lagt til en pute.



ADVARSEL

ADVARSEL: Huden din kan påvirkes av mange sider av ditt daglige liv og medisinske tilstand, inkludert bruken av dette produktet. Pass på å følge alle hudpleietiltak som legen/terapeuten din har satt opp. Brukere av dette produktet må passe på at huden deres inspiseres jevnlig for å se etter endringer, slik legen/terapeuten foreskriver det. Å ikke gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

G. Posisjoneringsbelter eller -seler.



ADVARSEL

ADVARSEL: Feil bruk av posisjoneringsbelter kan føre til at brukeren sklir under posisjoneringsbeltet i rullestolen. Hvis det skulle skje, kan det oppstå kompresjon eller kvelning på grunn av trykk fra beltet. Hvis dette skjer, kan brukernes pust bli hindret og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.



ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du ikke beskytter puten din mot ekstrem varme kan det føre til at puten antennes eller slipper ut skadelige gasser, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Ki Mobility anbefaler at det brukes hoftebelter for posisjonering. Hoftebelter for posisjonering kan redusere faren for å falle ut av rullestolen.

Posisjoneringsbelter som hoftebelter og seler og stropper foran overkroppen er konstruert for å bistå, holde på og støtte riktig posisjonering og sittestilling i rullestolen.

- Sørg for at brukeren ikke sklir under posisjoneringsbeltet i rullestolsetet.
- Posisjoneringsbeltet må sitte godt, godt nok til at posisjonen holdes, men ikke så stramt at det hindrer pusten. Det skal være mulig å få en åpen hånd mellom beltet og brukeren.

- Riktig bruk av puter kan bidra til hoftestabilitet og redusere sklifaren.
- Bruk ALDRI posisjoneringsbelter:
 - a. Som fastbinding. tvangsmidler har egne regler.
 - i. Med mindre du lett kan fjerne beltene i et nødstillfelle. Hvis det ikke er mulig, snakk med rådgivende helsepersonell om andre muligheter for å hjelpe deg med sittestillingen
 - b. På en bruker som er bevisstløs eller opprørt
 - c. Som sikring eller sikkerhetsbelte i et motorkjøretøy. Et posisjoneringsbelte er ikke konstruert for å erstatte et sikkerhetsbelte som er festet til rammen i kjøretøyet, noe som kreves for et effektivt sikkerhetsbelte. Ved en plutselig stopp vil brukeren bli kastet forover med hele kraften fra stoppen. Rullestolens setebeltes kan ikke hindre dette og det kan oppstå ytterligere skader fra belter eller stopper. Se avsnittet om transport i denne håndboken for ytterligere informasjon.

H. Ta vare på puten din

Unngå langvarig påvirkning fra ugunstige forhold i omgivelsene. Dette kan inkludere for mye påvirkning fra sollys og temperaturer, enten varme eller kulde. Dette kan føre til at putene får redusert ytelse.



ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du ikke tar vare på puten, kan det føre til endringer som kan påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

Selv om puten er produsert i henhold til brannfarestandardene på merkingen, må du unngå å utsette puten for åpne flammer eller ekstreme varmekilder, slik som en brennende sigarett. Det kan føre til at puten antennes eller slipper ut skadelige gasser.



ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du ikke beskytter puten din mot ekstrem varme kan det føre til at puten antennes eller slipper ut skadelige gasser, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

I. Hindringer

For å sikre at puten fungerer som den skal, unngå å plassere hindringer mellom rumpen din og puten. Hindringer kan inkludere, men er ikke begrenset til:

- Nøkler eller andre gjenstander i lommene
- Løfteslings
- Sitteunderlag eller kladd

Hindringer vil minske produktets effektivitet og potensielt forårsake trykk eller trykkpunkter.




ADVARSEL

ADVARSEL: Trykkpunkter kan påvirke huden, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

J. Plassering av trekket

Puten er konstruert for at brukeren kan sitte på en bestemt måte, og den må plasseres riktig i rullestolen med trekket riktig plassert mot skumunderlaget. Den er merket for å vise riktig plassering.




⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke plasserer puten og trekket på riktig måte, kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

Konfigurering, justering og vedlikehold

A. Tilpasning av puten og rullestolen

1. Første oppsett av puten uten bruker i sittestilling
 - Når du skal finne den riktige puten for deg, sørg for at målene er riktige når du tar hensyn til bredden og lengden av rullestolens sete eller seteplate. Hvis du er usikker, snakk med din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten.
 - Plasser puten i stolen med materialets identifikasjonsmerker vendt mot baksiden av stolen og putehåndtaket rettet mot forsiden av stolen. Den sklisikre siden skal være vendt ned mot setet eller seteplaten på rullestolen.
 - Det er viktig at puten under normal bruk beholdes i rullestolen. Det er også viktig at puten ikke kommer ut av stilling under forflytninger slik at du kan gli eller falle. Puten har borrelåsfester og en sklisikker bunn for å gjøre det enklere å holde den fast i en rullestol. Pass på at setets borrelåsfester rettes inn mot og stemmer overens med rullestolens borrelåser. Hvis rullestolens sete eller seteplate ikke har borrelåsfester, eller hvis de ikke stemmer med puten, bør du snakke med din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten for å sikre at puten er egnet.



⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke velger en pute som passer rullestolen din på riktig måte, kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke plasserer puten og trekket på riktig måte, kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke velger puten og trekket på riktig måte slik at de kan festes i rullestolen, kan det føre til at du faller ut av rullestolen, noe som kan føre til alvorlig skade.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Unngå å bruke puten på seter som er strukket for hardt. Strukket polstring gir ikke tilstrekkelig støtte for puten og feil plassering kan være resultatet. Dette kan påvirke huden, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

2. Konfigureringen og justeringen av rullestolen for puten
 - a. Sørg for at hoftene plasseres riktig i bakkant av rullestolen og puten slik det angis av din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten.
 - b. Sørg for at fotstøttene dine justeres til riktig høyde, slik det angis av din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten.
 - c. Sørg for at ryggstøtten er riktig plassert og justert for din sittestilling, slik det angis av din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke sikrer at rullestolen er riktig justert for bruk med puten, kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

B. Vedlikehold

Jevnlig rengjøring og vedlikehold kan bidra til å forlenge putens levetid. Du bør inspisere puten din en gang i uken. Det anbefales at komponentene inspiseres under rengjøring.

1. Kontroller om trekket har rifter eller slitasje
 - a. Fjern trekket og sjekk at både inn- og utside ser hele og fine ut.
 - b. Sjekk om skumgummidelen har skader eller er brutt ned.
 - a. Rifler dypere enn 6,35 mm (0,25")
 - b. Løse skumbiter
 - c. Permanente endringer av det ubelastede skummetts form, slik som utflating.
 - c. Inspiser væskeblæren etter rifter eller hull. Inspiser området rundt blæren og trekket og se etter en tykk, hvit væske som vil være et tegn på at det er en lekkasje.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du finner noe unormalt, slik som dårlig skumgummi, må du avslutte bruken av produktet med en gang og snakke med din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen/terapeuten. Å ikke gjøre dette kan påvirke huden, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

C. Rengjøring



ADVARSEL: Rengjøring, luktfjerning og rensing, selv om du bruker metoden som er beskrevet her, kan øke hastigheten på skummets naturlige nedbryting. Denne effekten vil variere avhengig av hvilke kjemikalier som brukes. Verifiser at nedbrytingen ikke har gått så langt at puten ikke bør brukes, i henhold til bruksanvisningen som følger produktet. Å ikke gjøre dette kan føre til alvorlig personskade.

Instruksjoner for vedlikehold og bruk	
	Maskinvask, varm
	Må ikke blekes
	Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldlu
	Må ikke strykes
	Må ikke renses

1. Rengjøring av trekket

MERK: Tøking med varme kan føre til krymping som påvirker trekkens passform og funksjon.

- Fjern trekket fra skumkjernen og lukk glidelåsen.
- Maskinvaskes i varmt vann og tørkes i tørketrommel – kaldluft. Må ikke strykes. Merk – trekkene må ikke renses eller vaskes i industrielle vaskemaskiner eller tørketromler. Må ikke dampes. Må ikke blekes.
- For å legge på et trekk etter vask, legg trekket over skumkjernen. Sørg for at baksiden av trekket stemmer med baksiden av skumkjernen. Merk – hvis de brukes i en institusjon, skriv beboernes navn med permanent tusj på trekkets innholdsmerke. Dette vil sikre at det riktige trekket kommer tilbake til puten den passer til etter vask.

2. Rengjøring eller luktfjerning av skumkjernen

MERK: Ikke dypp skumkjernen i noen løsning.

- Fyll en sprøyteflaske med vaskemiddel eller luktfjerner. Verifiser at merkingen fra produsenten av vaskemiddelet eller luktfjerner viser at den passer til denne bruken. Følg produsentens merking for riktig konsentrasjon og bruk av løsningen.
- Legg skumkjernen i badekaret eller på en overflate som tåler å bli våt.
- Sprøyt hele overflaten av skumkjernen, inkludert sidene. Vend den, og gjenta på bunnen. Så snart du er ferdig med å sprøyte, lar du løsningen virke i 20 til 30 minutter.
- Tørk av løsningen med en fuktig vaskeklut. Ikke sprøyt med vann.
- La materialet lufttørke, men unngå direkte sollys. Avhengig av hvor våt skumkjernen er, kan det ta fra 24 timer til flere dager før den er helt tørr. Kontroller at det ikke er noe løsning igjen i skumkjernen før den brukes.

3. Rense skumkjernen


MERK: Ikke dypp skumkjernen i noen løsning.

- Fyll en sprøyteflaske med en alkoholløsning som er 70 % eller sterkere alkoholløsning.
- Fjern væskeblærene og reservoar-pluggene.
- Legg skumkjernen i badekaret eller på en overflate som tåler å bli våt.
- Sprøyt hele overflaten av skumkjernen, inkludert sidene. Vend den, og gjenta på bunnen. Så snart du er ferdig med å sprøyte, lar du løsningen virke i 20 til 30 minutter.
- Tørk av løsningen med en fuktig vaskeklut. Ikke sprøyt med vann.
- La materialet lufttørke, men unngå direkte sollys. Avhengig av hvor våt skumkjernen er, kan det ta fra 24 timer til flere dager før den er helt tørr. Kontroller at det ikke er noe løsning igjen i skumkjernen før den brukes.

D. Å montere Axiom-puten på nytt etter rengjøring

1. Etter riktig rengjøring og vedlikehold

- Sett skumkjernen inn i trekket med merket ned og glidelåsen mot baksiden av puten.
- Lukk glidelåsen på puten. Kontroller at lukkingen avsluttes lukket med glidelåstrekkeren stukket inn i glidelåslommen i trekket. Kontroller at merkene med serienummer og forskriftsmerking er bak på skumkjernen.



KI MOBILITY – BEGRENSET GARANTI

Forventet levetid på produktet er fem år.

A. I 24 måneder

Ki Mobility garanterer at puten er fri for feil i materialer og fagmessig utførelse i en periode på 24 måneder. Denne begrensede garantien gjelder:

1. Axiom-P og Axiom SP skumkjerner

Hvis det i en periode på 24 måneder (2 år) fra kjøpsdato, forutsatt normal bruk, oppstår en feil i materialer eller fagmessig utførelse, vil Ki Mobility etter eget valg reparere eller bytte den uten kostnad. Denne garantien gjelder ikke stikkhull, rifter eller brannskader.

B. I 6 måneder

Ki Mobility garanterer at puten er fri for feil i materialer og fagmessig utførelse i en periode på 6 måneder. Denne begrensede garantien gjelder:

1. Axiom-P og Axiom SP avtakbare trekk

Hvis det i en periode på 6 måneder fra kjøpsdato, forutsatt normal bruk, oppstår en feil i materialer eller fagmessig utførelse, vil Ki Mobility etter eget valg reparere eller bytte den uten kostnad. Denne garantien gjelder ikke stikkhull, rifter eller brannskader.

C. Begrensninger

1. Vi garanterer ikke:
 - a. Skade fra vanskjøtsel, uhell, feil bruk eller feilaktig installasjon eller reparasjon.
 - b. Produkter som er endret uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Ki Mobility.
 - c. Skade fra at vektgrensen er overskredet.
2. Denne garantien er UGYLDIG hvis det opprinnelige putemerket er fjernet eller endret.
3. Denne garantien er kun gyldig i Nordamerika. Kontakt leverandøren din for å finne ut om internasjonale garantier gjelder.
4. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder kun første sluttbrukers kjøp av dette produktet gjennom en autorisert Ki Mobility-leverandør.

D. Hva vi vil gjøre

Vårt eneste ansvar er å bytte eller reparere deler som er dekket. Dette er det eneste botemiddelet for følgeskader.

E. Hva du må gjøre

1. Selv om garantien gjelder, må du ha godkjenning fra oss på forhånd for retur eller reparasjon av deler som er dekket.
2. Krav og reparasjoner skal behandles gjennom din nærmeste autoriserte leverandør. Med unntak av uttrykkelige garantier som gis her, er alle andre garantier, inkludert indirekte garantier om salgbarhet og garantier om egnethet for et spesielt formål, utelukket.

F. Merknad til sluttbruker

1. Hvis loven tillater det, erstatter denne garantien alle andre garantier (gitt skriftlig eller muntlig, uttrykkelig eller indirekte, inkludert en garanti om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål).
2. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som kan variere fra land til land.

Registrer partinummeret ditt (det står på putemerkene) her for fremtidig referanse:



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Authorized EU Representative:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN1166.0