

AXIOM

BACKS

PXPL | PXAL | PXAL CL

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR
ET GARANTIE



2024-02-13

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un product Ki Mobility!

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: Ne l'utilisez pas sans avoir lu au préalable l'intégralité de ce manuel. Une utilisation sans avoir lu au préalable l'intégralité de ce manuel peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur et/ou l'accompagnateur.

Ki Mobility recommande d'être formé par un professionnel de la technologie d'assistance (Assistive Technology Professional - ATP) ou d'un autre professionnel clinique ou technique compétent dans l'utilisation sécurisée de ce fauteuil avant de l'utiliser.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant un aspect de ce fauteuil roulant, ce manuel ou le service fourni, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur agréé, un représentant autorisé ou Ki Mobility. Ki Mobility est accessible comme suit:

(1) 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
E.U.A.



www.kimobility.com (Comprend le localisateur de revendeurs et l'accès aux informations imprimées)

Ou via notre représentant autorisé de l'UE:



Etac Supply Center AB
Långatan 12
33233 Anderstorp
Suécia

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES À L'INTENTION DES ACHETEURS	
A.	Utilisation prévue 4
B.	Votre sécurité 4
C.	Les mots signaux 4
D.	Glossaire des symboles 5
E.	Vérifiez votre peau tous les jours 6
F.	Avertissements généraux 6
G.	Protection de votre dossier Axiom 7
H.	Orientation de la housse 7
	Installation, réglage et entretien 8
A.	Retrait et installation de l'ensemble de dossier 8
B.	Utilisation du support latéral pivotant 9
C.	Pousser ou soulever 9
D.	Sûreté du dossier Axiom en transport 10
E.	Entretien 11
F.	Nettoyage 12
G.	Désinfection 13
H.	Assemblage de votre dossier Axiom après le nettoyage 13
	GARANTIE LIMITÉE DE KI MOBILITY 14

Axiom pour Kids

INFORMATIONS IMPORTANTES À L'INTENTION DES ACHETEURS


REMARQUE : Le présent manuel contient les instructions d'utilisation des produits de dossier Ki Mobility. Ces informations doivent être remises à l'acheteur de ce produit. Ne retirez pas ce manuel avant la livraison de ce produit au client.

Fournisseur : Le présent manuel doit être remis à l'acheteur de ce produit.

Acheteur : Lisez tout le manuel du propriétaire avant d'utiliser ce produit et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

REMARQUE : Vérifiez toutes les pièces pour déceler des dommages pendant l'expédition. En cas de dommages, NE l'utilisez PAS. Contactez le fournisseur ou Ki Mobility pour de plus amples instructions.

Caractéristiques du dossier Axiom pour Kids



POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR : 165 lbs (75 kg)

A. Utilisation prévue

Les dossiers pour fauteuil roulant Ki Mobility sont destinés à offrir un soutien postural, à répartir la pression et à améliorer la tolérance à rester assis. Ce dossier pour fauteuil roulant est conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

B. Votre sécurité

Tout événement indésirable grave ou toute blessure liés à l'utilisation de votre produit ou de ses accessoires doivent être signalés immédiatement si l'incident entraîne directement ou indirectement une détérioration grave de la santé, ou la mort, de l'utilisateur ou d'une autre personne. Signalez tout événement grave et/ou blessure à Ki Mobility et, si la réglementation locale l'exige, à l'autorité sanitaire compétente où l'utilisateur et/ou une autre personne résident légalement.

N'utilisez pas ce produit sans avoir lu au préalable l'intégralité de ce manuel. AVANT de rouler, vous devez être formé à l'utilisation sécurisée de ce produit par un professionnel des technologies d'assistance ou tout autre professionnel clinique ou technique compétent. Ki Mobility fabrique de nombreux modèles de produits qui peuvent répondre à vos besoins. La meilleure pratique reconnue pour choisir un produit est de consulter un professionnel de technologie d'assistance ou un autre professionnel technique compétent et un professionnel clinique expérimenté tel qu'un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un médecin. La sélection finale du type de produit, des options et des réglages incombe uniquement à vous et à vos professionnels techniques et cliniques. Les options que vous choisissez, la configuration et le réglage du produit ont un impact direct sur ses performances, sa stabilité et sa capacité à répondre à vos besoins.

C. Les mots signaux

Dans ce manuel, vous trouverez ce que l'on appelle des mots « signaux ». Ces mots sont utilisés pour identifier et transmettre la gravité de divers dangers. Avant d'utiliser ce fauteuil, vous et toute personne susceptible de vous aider devez lire l'intégralité de ce manuel. Veuillez noter le mot Signal et prendre en compte toutes les remarques, mises en garde ou avertissements. Assurez-vous de suivre toutes les instructions et d'utiliser votre fauteuil en toute sécurité. Le mot Signal fait référence à un danger ou à une pratique dangereuse qui peut entraîner des blessures graves ou la mort pour vous ou pour d'autres personnes. Les « Avertissements » sont répartis en trois catégories principales, comme suit :

NOTE – La remarque indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner une baisse des performances ou l'endommagement de votre produit.

MISE EN GARDE





















MISE EN GARDE: La mise en garde indique un risque de danger potentiel qui, si l'on ne fait rien pour l'éviter, peut endommager votre produit et vous blesser.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : L'avertissement indique un risque de danger potentiel qui, si l'on ne fait rien pour l'éviter, peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

Ces mots signaux seront placés dans tout le manuel, le cas échéant, pour mettre en évidence la situation dangereuse. Reportez-vous à la section G pour connaître les situations dangereuses qui s'appliqueront à l'utilisation générale de ce produit.

D. Glossaire des symboles

SYMBOLE	DÉFINITION
	Indique le fabricant de l'appareil médical.
	Date de fabrication (ANNÉE/MOIS/JOUR).
	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter une instruction pour des raisons de sécurité telles que des mises en garde et des avertissements. S'il est présenté sur l'appareil médical ou sur l'emballage, il indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions pour des raisons de sécurité telles que des mises en garde et des avertissements.
	Indique que l'article est un appareil médical.
	Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un appareil médical spécifique puisse être identifié.
	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.
	Indique la déclaration du fabricant que le produit répond aux exigences des directives CE applicables.
	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le site Internet répertorié pour obtenir le mode d'emploi au format électronique.
	Indique un site Internet où l'utilisateur peut obtenir des informations supplémentaires sur le produit médical.
	Indique une limite maximale de poids spécifiée (lb/kg).
	Indique un point de sécurisation du transit.
	Indique un point de pincement potentiel.
	Indique l'entité qui importe le dispositif médical dans la région.
	Indique le code de lot du fabricant afin que le lot ou le lot puisse être identifié.
	Lavage en machine, chaud
	Ne pas javelliser
	Sécher à l'air libre ou au sèche-linge, pas de chaleur
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec

E. Vérifiez votre peau tous les jours

Ces produits d'assise et de positionnement Axiom sont conçus pour améliorer la répartition de pression et augmenter la tolérance à rester assis. Il est impossible de savoir d'avance si le coussin fourni conviendra à vos besoins individuels. L'intégrité de votre peau peut être affectée par de nombreux aspects de votre vie quotidienne et de votre état de santé, y compris l'utilisation de ce produit. Assurez-vous de suivre tous les régimes de soins de la peau établis par votre clinicien.

1. Les utilisateurs de ce produit doivent s'assurer que leur peau est inspectée tous les jours pour remarquer tout changement. Si vous constatez des changements, cessez d'utiliser ce produit immédiatement et consultez votre médecin. Un indicateur clinique clé de la dégradation des tissus est une rougeur sur la peau. Si vous développez des rougeurs sur la peau, cessez d'utiliser ce produit immédiatement et consultez votre médecin. Inspectez avec beaucoup d'attention les zones des proéminences osseuses du bassin comme les trochanters et les tubérosités ischiatiques.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Le choix d'un dossier Axiom mal adapté à votre fauteuil roulant peut nuire à l'intégrité de votre peau et entraîner des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Ne pas inspecter adéquatement la peau ou continuer l'utilisation d'un dossier Axiom après avoir subi des changements au niveau de la peau peut nuire à l'intégrité de votre peau, entraînant des blessures graves, voire la mort.

F. Avertissements généraux

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ou n'installez pas ce dossier Axiom sans d'abord lire et comprendre le présent manuel. Veuillez communiquer avec votre fournisseur Ki Mobility autorisé ou votre médecin si vous êtes incapable de comprendre les avertissements et les instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : L'installation d'un dossier Axiom sur un fauteuil roulant pourrait altérer le centre de gravité du fauteuil roulant. Des changements dans votre centre de gravité peuvent nuire à votre stabilité dans votre fauteuil roulant, entraînant un basculement ou une chute de votre fauteuil roulant, ce qui pourrait entraîner des blessures graves. Consultez toujours les instructions d'utilisation de votre fauteuil roulant pour voir si des modifications de celui-ci peuvent être nécessaires pour assurer une stabilité suffisante après l'ajout d'un dossier Axiom.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: L'intégrité de votre peau peut être affectée par de nombreux aspects de votre vie quotidienne et de votre état de santé, y compris l'utilisation de ce produit. Assurez-vous de suivre tous les régimes de soins de la peau établis par votre clinicien. Les acheteurs de ce produit doivent s'assurer que leur peau fait l'objet d'une inspection périodique pour déceler tout changement selon les directives de leur médecin. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

G. Protection de votre dossier Axiom

Évitez toute exposition prolongée à des conditions environnementales défavorables. De telles conditions incluent une exposition excessive à la lumière du soleil et à des températures excessivement chaudes ou froides. De telles conditions peuvent entraîner la détérioration des performances de votre dossier Axiom.

⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️

AVERTISSEMENT : Ne pas protéger votre dossier Axiom peut entraîner des changements qui peuvent nuire à l'intégrité de votre peau, entraînant des blessures graves, voire la mort.


Même si votre dossier Axiom a été fabriqué conformément aux normes d'inflammabilité inscrites sur son étiquette, vous devriez éviter d'exposer votre coussin à des flammes nues ou à des sources de chaleur extrême comme une cigarette allumée. Le coussin pourrait alors s'enflammer ou émettre des gaz nocifs.

⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️

AVERTISSEMENT : Si vous ne protégez pas votre dossier Axiom de la chaleur extrême, votre dossier Axiom peut s'enflammer ou émettre des gaz nocifs, entraînant des blessures graves, voire la mort.

H. Orientation de la housse

Votre dossier Axiom est conçu pour être installé selon une orientation spécifique. Il doit être positionné adéquatement sur votre fauteuil roulant, la housse bien orientée avec la base en mousse. La housse est étiquetée pour indiquer la bonne orientation. Voir la Fig. 2.



⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️


AVERTISSEMENT: Le fait de ne pas orienter correctement le coussin et la housse du dossier Axiom peut nuire à l'intégrité de votre peau et entraîner des blessures graves, voire la mort.

Installation, réglage et entretien


A. Retrait et installation de l'ensemble de dossier

Retrait du DEX pour Kids

1. Faites pivoter le levier de verrouillage pour libérer le dossier et placez le mécanisme de loquet à la position de déverrouillage. Voir la Fig. 3.




2. Soulevez le dossier par la sangle pour le retirer. Voir la Fig. 4.




Réinstallation du DEX

1. Réinstallez le dossier. Faites pivoter le levier de verrouillage pour engager le verrou. Voir la Fig. 5.




A. Retrait et installation de l'ensemble de dossier (suite)

2. Test du loquet : Vérifiez visuellement si le loquet est verrouillé (Fig. 6). Tirez le dossier vers le haut pour vous assurer qu'il est verrouillé. Voir la Fig. 6.



B. Utilisation du support latéral pivotant

1. Enfoncez la languette rouge sur la charnière du support latéral pivotant. Faites pivoter le support latéral à la position souhaitée. Voir la Fig. 7.



C. Pousser ou soulever

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le dossier Axiom pour soulever ou pousser le fauteuil roulant.

1. N'utilisez pas la poignée du dossier Axiom pour soulever le poids du fauteuil roulant. Elle est destinée uniquement au retrait du dossier Axiom.
2. Pousser ou tirer le dossier Axiom sont considérés comme des utilisations inadéquates du dossier Axiom qui peuvent en causer la séparation inattendue avec le fauteuil roulant. Le non-respect de ces avertissements peut causer des dommages à votre fauteuil ou une chute, un basculement ou une perte de contrôle qui peut entraîner de graves blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes.

D. Sûreté du dossier Axiom en transport

Le dossier Axiom a été testé selon les exigences de test dynamique de la norme ANSI/RESNA WC-4, Section 20 : Wheelchair seating systems for use in motor vehicles, ou de la norme ISO 16840-4 Sièges de fauteuils roulants – Partie 4 : Systèmes d'assise dans les véhicules à moteur. Un système complet de châssis, de siège, d'ancrage et de retenue des occupants de fauteuil roulant et un véhicule à moteur correctement équipé, qui ont tous respecté les normes mentionnées dans cette section, doivent être en place avant d'utiliser un dossier Axiom sur un fauteuil roulant utilisé comme siège dans un véhicule à moteur.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Le non-respect de l'ensemble des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien contenues dans le présent manuel ainsi que les instructions relatives au transport présentées ci-dessous peut entraîner de graves blessures ou la mort quand vous utilisez le dossier Axiom dans un fauteuil roulant utilisé comme un siège dans un véhicule à moteur.

1. S'il est possible de le faire, l'occupant du fauteuil devrait être transféré dans le siège du véhicule du fabricant d'équipement d'origine et utiliser les dispositifs de retenue du véhicule.
2. La distance entre le dessus des épaules de l'occupant du fauteuil et le haut du dossier Axiom ne doit pas dépasser 14 cm (5,5 po).
3. Le fauteuil roulant doit porter une étiquette selon laquelle il peut être utilisé comme un siège dans un véhicule à moteur et il a été testé dynamiquement selon les exigences de rendement de la norme ISO 7176-19, et il est installé, utilisé et entretenu selon les instructions du fabricant.
4. Si le siège d'origine du fauteuil roulant a été remplacé, le nouveau siège doit être homologué pour le transport en fauteuil roulant, et il doit être installé et utilisé selon les instructions du fabricant.
5. Quand vous utilisez votre fauteuil roulant comme un siège dans un véhicule à moteur, l'occupant du fauteuil doit faire face à l'avant.
6. L'occupant du fauteuil doit utiliser un système d'ancrage et de retenue des occupants de fauteuil roulant conforme à la norme ANSI-RESNA WC-4, Section 18 : Système d'ancrage et de retenue des occupants de fauteuil roulant utilisés dans les véhicules à moteur ou de la norme ISO 10542-1 Assistances et aides techniques pour les personnes invalides ou handicapées — Systèmes d'attache du fauteuil roulant et de retenue de l'occupant — Partie 1 : Exigences générales et méthodes d'essai pour tous les systèmes, et il doit être installé, utilisé et entretenu selon les instructions du fabricant.
7. Les ceintures sous-abdominales, sangles thoraciques, harnais ou tout autre système de sangles ou d'accessoires de positionnement ne doivent pas être utilisés comme dispositifs de retenue pour l'occupant, sauf s'ils sont marqués comme tels par le fabricant conformément à la norme ANSI-RESNA WC-4, Section 18 ou ISO 10542-1, Partie 1.
8. Les appuie-têtes, supports latéraux ou autres accessoires de positionnement ne doivent pas être utilisés comme dispositifs de retenue pour l'occupant, sauf s'ils sont marqués comme tels par le fabricant conformément à la norme RESNA WC-4, Section 18 ou ISO 10542-1, Partie 1 ou ANSI/RESNA WC-4, Section 20 : Systèmes de sièges pour fauteuils roulants utilisés dans les véhicules à moteur ou à la norme ISO 16840-4 Sièges de fauteuils roulants – Partie 4 : Systèmes d'assise dans les véhicules à moteur.
9. Les accessoires du marché secondaire tels que les plateaux, supports de réservoir d'oxygène, réservoirs d'oxygène, tiges à IV, sacs à dos, pochettes et autres objets doivent être retirés et sécurisés séparément dans le véhicule à moteur. En cas d'accident, ces objets peuvent devenir des projectiles dangereux qui peuvent causer des blessures ou la mort à vous et aux autres occupants du véhicule à moteur.
10. Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes dont le poids ne dépasse pas 76 kg (165 lb).
11. Si le dossier Axiom a été impliqué dans un accident, vous ne devez pas continuer à l'utiliser, car il pourrait avoir souffert de fatigue qui pourrait ne pas être visible.

E. Entretien

Un nettoyage et un entretien périodiques peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de votre dossier Axiom. Vous devez inspecter votre dossier Axiom tous les mois. On recommande d'inspecter les composants pendant le nettoyage.

1. Vérifiez la housse pour déceler des déchirures et de l'usure excessive
 - a. Retirez la housse et vérifiez si elle présente des anomalies (à l'intérieur et à l'extérieur).
 - b. Vérifiez si la base en mousse est abîmée ou détériorée.
2. Vérifiez la quincaillerie pour déceler des signes de desserrement, d'arrachement, de détérioration ou de déformation.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Si vous décelez des anomalies, comme de la mousse abîmée ou des dommages au niveau de la quincaillerie ou des fixations, cessez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez votre fournisseur Ki Mobility autorisé. Le non-respect de cette consigne peut nuire à l'intégrité de votre peau, entraînant des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Le propriétaire de cet équipement est responsable de s'assurer qu'il a été installé et réglé adéquatement par un fournisseur Ki Mobility autorisé selon les directives d'un professionnel du secteur médical. Il peut nécessiter des vérifications périodiques de sûreté et de fonctionnalité ou certains réglages en cours d'utilisation qui peuvent être effectués par l'utilisateur, un soignant ou un fournisseur Ki Mobility autorisé.

1. Fixations: Ki Mobility recommande d'inspecter l'ensemble des fixations tous les six mois pour en déterminer le bon fonctionnement, comme des boulons desserrés ou des composants abîmés. Des fixations desserrées doivent être serrées selon les instructions d'installation.
2. Remplacement de composants : Contactez immédiatement votre fournisseur Ki Mobility autorisé pour le remplacement de tout composant. Cessez d'utiliser le système dès que vous décelez des composants desserrés ou abîmés.

F. Nettoyage

1. Housse du dossier Axiom


REMARQUE : Le séchage à la chaleur peut causer un rétrécissement qui nuit à l'ajustement et au fonctionnement de la housse.

- Retirez la housse du dossier Axiom en détachant le Velcro®. Ouvrez la fermeture éclair au bas de la housse.
- Roulez légèrement la mousse et retirez-la pour retourner la housse.
- Fermez la fermeture éclair pour éviter tout accrochage.
- Lavez au lave-linge à l'eau chaude (60 °C).
- Faites sécher à l'air libre ou au sèche-linge sans chaleur.

REMARQUE : Ne nettoyez les housses à sec et n'utilisez pas de lave-linge ou sèche-linge industriel pour nettoyer les housses. N'utilisez pas d'autoclave à vapeur. N'utilisez pas d'eau de Javel. Les définitions des symboles de soin du linge sont présentées à la Fig 9.

2. Ensemble de dossier Axiom

- Retirez l'ensemble de dossier complet pour en faciliter le nettoyage. Voir la Fig. 8.



- La coque du dossier Axiom doit être essuyée régulièrement avec de l'eau et du savon pour éviter l'accumulation de saletés.

3. Composants de positionnement

- Les composants de positionnement peuvent être essuyés avec de l'eau et du savon.
- N'immergez PAS les composants de positionnement dans l'eau.






Instructions d'entretien et d'utilisation	
	Lavage en machine, chaud
	Ne pas javelliser
	Sécher à l'air libre ou au sèche-linge, pas de chaleur
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec

Fig. 9


G. Désinfection

L'étape de la désinfection doit être effectuée en plus du nettoyage régulier :

- a. Retirez la housse et lavez-la conformément aux étapes 1a., 1b. et 1c. ci-dessus.
- b. Lavez la housse au lave-linge uniquement à l'eau chaude (60 °C).
- c. Laissez égoutter et séchez au sèche-linge sans chaleur.
- d. Désinfectez toutes les surfaces (housse, mousse et ensemble de dossier) avec des désinfectants en vente libre composés d'au moins 70 % d'alcool ou avec des lingettes. Ne faites pas tremper les surfaces dans les solutions de nettoyage et ne laissez pas celles-ci s'accumuler.
- e. Laissez le désinfectant sur la surface pendant au moins 15 minutes et retirez-le avec un chiffon aseptique, si nécessaire.

H. Assemblage de votre dossier Axiom après le nettoyage

1. Après le nettoyage
 - a. Réinstallez la mousse et la housse. Roulez légèrement la mousse pendant l'installation de la housse.
2. Réinstallation de l'ensemble de dossier
 - a. Pour fixer de nouveau le dossier Axiom et les récepteurs de quincaillerie, alignez les broches avec les récepteurs.
 - b. Poussez le dossier Axiom en place sur les récepteurs.
 - c. Si elles sont bien insérées, les broches s'enclencheront en position verrouillée avec un déclic audible.
 - d. Faites pivoter le levier de verrouillage pour engager le verrou.



⚠ **AVERTISSEMENT** ⚠

AVERTISSEMENT: Si vous n'êtes pas sûr d'avoir entendu le déclic de verrouillage, tirez le dossier Axiom vers le haut à l'aide de la poignée pour tester le verrouillage et vous assurer qu'il est solidement verrouillé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages à votre équipement, une chute ou une perte de contrôle, ce qui peut causer de graves blessures à l'occupant ou à d'autres personnes.

GARANTIE LIMITÉE DE KI MOBILITY

La durée de vie anticipée du produit est de 5 ans.

A. Pendant 24 mois

Ki Mobility garantit que le dossier Axiom est exempt de défaut de matériaux et de fabrication pendant 24 mois. Cette garantie limitée s'applique à ce qui suit :

1. Coquille et mousse du dossier Axiom

Pendant 24 mois (2 ans) à partir de la date d'achat et sous réserve d'une utilisation normale, si un défaut de matériau ou de fabrication a lieu, Ki Mobility, à sa discrétion, réparera ou remplacera la coquille et la mousse sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux perforations, aux déchirures et aux brûlures.

B. Pendant 6 mois

Ki Mobility garantit que le coussin est exempt de défaut de matériaux et de fabrication pendant 6 mois. Cette garantie limitée s'applique à ce qui suit :

1. Housses amovibles

Pendant 6 mois à partir de la date d'achat et sous réserve d'une utilisation normale, si un défaut de matériau ou de fabrication a lieu, Ki Mobility, à sa discrétion, réparera ou remplacera les housses sans frais. Cette garantie ne s'applique pas aux perforations, aux déchirures et aux brûlures.

C. Limitations

1. Nous ne garantissons pas ce qui suit :
 - a. Les dommages résultant de négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation ou réparation.
 - b. Les produits modifiés sans le consentement écrit de Ki Mobility.
 - c. Les dommages dus au dépassement de la limite de poids.
2. Cette garantie est ANNULÉE si l'étiquette d'origine du numéro de série du dossier Axiom est retirée ou modifiée.
3. Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis. Vérifiez auprès de votre fournisseur pour savoir si des garanties internationales s'appliquent.
4. Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'au premier acheteur de ce produit par l'intermédiaire d'un fournisseur Ki Mobility autorisé.

D. Ce que nous ferons

Notre seule responsabilité consiste à réparer ou à remplacer les pièces couvertes. Il s'agit de l'unique recours pour dommages indirects.

E. Ce que vous devez faire

1. Obtenir auprès de nous, pendant que la garantie est en vigueur, l'approbation préalable du retour ou de la réparation des pièces couvertes.
2. Les réclamations et les réparations doivent être traitées par l'intermédiaire du fournisseur autorisé le plus proche. À l'exception des garanties explicites définies ici, sont exclues toutes les autres garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande et les garanties d'aptitude à un usage spécifique.

F. Avis à l'acheteur

1. Si la loi le permet, cette garantie remplace toute autre garantie (écrite ou orale, explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage spécifique).
2. Cette garantie vous confère certains droits légaux. Vous pourriez bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Inscrivez votre numéro de lot (situé sur les étiquettes de la housse) ici pour référence ultérieure :

AXIOM

by Etac



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Authorized EU Representative:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN1149.0