

AXIOM

BACKS

CB | FB | FL | LB | DL

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO(A)
UTILIZADOR(A) E GARANTIA



2024-03-05

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um produto Ki Mobility!



AVISO: O(a) utilizador(a) não deve utilizar a produto sem antes ler todo este manual. A utilização sem antes ler todo este manual poderia resultar em ferimentos graves para o(a) utilizador(a) e/ou acompanhante.

A Ki Mobility recomenda o treino do(a) utilizador(a) por um(a) Profissional de Tecnologia de Assistência (Assistive Technology Professional, ATP) ou outro(a) profissional clínico ou técnico competente, em relação à utilização segura da produto previamente à sua utilização.

Se tiver quaisquer perguntas ou preocupações sobre qualquer aspeto desta produto, deste manual ou do serviço prestado, não hesite em contactar o fornecedor autorizado, um representante autorizado ou a Ki Mobility. A Ki Mobility pode ser contactada através do seguinte:

(1) 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
E.U.A.



www.kimobility.com (Inclui localizador de revendedores e acesso a informações impressas)

Em alternativa, poderá entrar em contacto com o Representante Autorizado na UE:




Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden

ÍNDICE

	Características do encosto Axiom	3
A.	Finalidade.....	4
B.	Segurança do(a) utilizador(a).....	4
C.	Palavras de sinalização	4
D.	Glossário de símbolos	5
E.	Verifique a sua pele diariamente	6
F.	Avisos gerais	6
G.	Cintos de posicionamento ou arneses	7
H.	Proteção do encosto Axiom	8
I.	Orientação da cobertura	8
J.	Suporte lateral (swing-away).....	9
	Configuração, ajuste e cuidados.....	10
A.	Retirar e Recolocar.....	10
B.	Empurrar ou levantar	13
C.	Segurança do encosto Axiom em trânsito	14
D.	Manutenção	15
E.	Limpeza	16
F.	Higienização.....	17
G.	Montar novamente o encosto Axiom após a limpeza.....	17
	GARANTIA LIMITADA DA KI MOBILITY	18

Encosto Axiom

Características do encosto Axiom



PESO MÁXIMO DO(A) UTILIZADOR(A): 136 kg (300 lbs)

ATENÇÃO: Os recursos do encosto personalizado da Axiom variam consoante a encomenda e podem não ser representativos do que é mostrado na Fig. 1.

A. Finalidade

Os encostos para cadeiras de rodas da Ki Mobility foram concebidos para oferecerem apoio postural, distribuição de pressão e melhoria da tolerância dos períodos de utilização da cadeira.

B. Segurança do(a) utilizador(a)

Quaisquer incidentes adversos ou ferimentos graves, relacionados com a utilização do produto ou dos respetivos acessórios, devem ser imediatamente comunicados, se o incidente conduzir direta ou indiretamente a um grave declínio da saúde ou à morte do(a) utilizador(a) ou de outra pessoa. Comunique quaisquer eventos e/ou ferimentos graves à Ki Mobility e, se exigido pela regulamentação local, à autoridade sanitária competente onde o(a) utilizador(a) e/ou outra pessoa reside legalmente.

O(a) utilizador(a) não deve utilizar este produto sem antes ler todo este manual. ANTES de utilizar o produto, o(a) utilizador(a) deverá ser treinado relativamente à utilização segura do produto por um(a) Profissional de Tecnologia Assistiva (Assistive Technology Professional, ATP) ou outro(a) profissional clínico ou técnico competente. A Ki Mobility fabrica muitos produtos diferentes que podem satisfazer as necessidades do(a) utilizador(a). A melhor prática reconhecida para selecionar um produto é consultar um(a) ATP ou outro(a) profissional técnico(a) competente e um(a) profissional clínico(a) experiente, tal como um(a) fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou médico(a). A seleção final do tipo de produto, opções e ajustes depende exclusivamente do(a) utilizador(a) e dos seus profissionais técnicos e clínicos. As opções que o(a) utilizador(a) escolher, bem como a configuração e ajuste do produto, têm um impacto direto no desempenho, estabilidade e capacidade de satisfazer as suas necessidades.

C. Palavras de sinalização

Neste manual encontrará o que se designa por «palavras de sinalização». Estas palavras são usadas para identificar e transmitir a gravidade de perigos variáveis. Antes de utilizar esta cadeira, o(a) utilizador(a), bem como qualquer pessoa prestadora de auxílio, devem ler todo este manual. O(a) utilizador(a) deve considerar a palavra de sinalização e prestar atenção a quaisquer notas, advertências ou avisos. O(a) utilizador(a) deve certificar-se de que segue todas as instruções e que utiliza a cadeira em segurança. A palavra de sinalização refere-se a uma prática perigosa ou insegura que poderá causar ferimentos graves ou morte ao(a) utilizador(a) ou a outras pessoas. Os «Avisos» estão em três categorias principais, como se apresenta de seguida:

NOTA – Nota: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar na diminuição do desempenho da cadeira ou em danos na cadeira de rodas.



ADVERTÊNCIA: Advertência: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos na cadeira de rodas ou ferimentos no(a) utilizador(a).



AVISO: Aviso: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

Estas palavras de sinalização serão colocadas ao longo do manual, quando apropriado, visando realçar a situação de perigo. Consulte a secção G. para obter informações acerca de situações perigosas aplicáveis à utilização geral deste produto.

D. Glossário de símbolos

SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
	Indica o fabricante do dispositivo médico.
	Data de fabricação (YEAR/MM/DD).
	Indica a necessidade de o(a) utilizador(a) consultar uma instrução por motivos de segurança, como advertências e avisos. Se apresentado no dispositivo médico ou na embalagem, indica a necessidade de o(a) utilizador(a) consultar as instruções por motivos de segurança, como advertências e avisos.
	Indica que o item é um dispositivo médico.
	Indica o número de série do fabricante, para ser possível identificar um dispositivo médico específico.
	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.
	Indica a declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas da Comunidade Europeia aplicáveis.
	Indica a necessidade de o(a) utilizador(a) consultar as instruções de uso.
	Indica a necessidade de o(a) utilizador(a) consultar o site listado para obter instruções de uso em formato eletrónico.
	Indica um site onde o(a) utilizador(a) pode obter informações adicionais sobre o produto médico.
	Indica um limite de peso máximo especificado (kg/lbs).
	Indica um ponto de ancoragem de trânsito.
	Indica um possível ponto de aperto.
	Indica a entidade importadora do dispositivo médico para o local.
	Indica o código de lote de fabricante, para que a remessa ou o lote possa ser identificado.
	Lavagem na máquina, a quente
	Não utilize lixívia
	Deixe secar ao ar ou na máquina de secar, mas sem ativar a opção de aquecimento.
	Não passe a ferro
	Não lavar a seco

E. Verifique a sua pele diariamente

Estes produtos de assento e posicionamento Axiom foram concebidos para melhorar a distribuição de pressão e aumentar a tolerância dos períodos de utilização da cadeira. Não é possível garantir antecipadamente que as necessidades específicas do(a) utilizador(a) serão atendidas pela almofada fornecida. A integridade da pele pode ser afetada por muitos aspetos da vida diária e pela condição médica do(a) utilizador(a), incluindo a utilização deste produto. Certifique-se de que segue quaisquer regimes de cuidados de pele estabelecidos pelo seu médico.

Os(As) utilizadores(as) deste produto devem certificar-se de que a sua pele é verificada diariamente para procurar alterações. Caso encontre alterações, deixe de utilizar este produto imediatamente e consulte o(a) seu(ua) médico(a). Um indicador clínico chave da desintegração de tecido é a vermelhidão da pele. Caso a sua pele desenvolva vermelhidão, deixe de utilizar este produto imediatamente e consulte o(a) seu(ua) médico(a). Tenha o cuidado especial de inspecionar as áreas relativas a proeminências ósseas da pélvis, tais como os trocânteres e as tuberosidades isquiáticas.



AVISO: Caso não selecione um encosto Axiom adequado à cadeira de rodas, a integridade da sua pele poderá ser afetada e resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: Caso não inspecione adequadamente a sua pele ou continue a utilizar um encosto Axiom após o surgimento de alterações, a integridade da sua pele poderá ser afetada e resultar em ferimentos graves ou morte.

F. Avisos gerais



AVISO: Não utilize ou coloque o encosto Axiom sem primeiro ler e compreender este manual. Entre em contacto com o fornecedor da Ki Mobility autorizado ou com o(a) seu(ua) médico(a) caso não consiga compreender os avisos e as instruções. Não o fazer poderá resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: A colocação de um encosto Axiom numa cadeira de rodas pode afetar o centro de gravidade da cadeira de rodas. Alterações no seu centro de gravidade podem afetar a estabilidade da cadeira de rodas, fazendo com que a cadeira tombe ou causando uma queda, o que poderá resultar em ferimentos graves. Reveja sempre as instruções de utilização da cadeira de rodas para saber se poderão ser necessárias alterações à cadeira, para proporcionar estabilidade suficiente após a adição de um encosto Axiom.



AVISO: A integridade da pele pode ser afetada por muitos aspetos da vida diária e pela condição médica do(a) utilizador(a), incluindo a utilização deste produto. Certifique-se de que segue quaisquer regimes de cuidados de pele estabelecidos pelo seu médico. Os consumidores deste produto devem certificar-se de que a pele é inspecionada regularmente quanto a alterações, de acordo com as instruções do médico. Não o fazer poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

G. Cintos de posicionamento ou arneses



AVISO: A utilização inadequada de cintos de posicionamento poderá fazer com que o(a) utilizador(a) deslize por baixo do cinto de posicionamento na cadeira de rodas. Caso isto aconteça, poderá ocorrer compressão torácica ou asfixia devido à pressão do cinto. Caso isto ocorra, a respiração do utilizador pode ser dificultada, causando ferimentos graves ou morte.



AVISO: A utilização inadequada de cintos de posicionamento poderá provocar o emaranhamento de partes do corpo, o que poderá restringir a mobilidade e o movimento e resultar em ferimentos graves ou morte.

A Ki Mobility recomenda a utilização de cintos de posicionamento. Cintos de posicionamento podem diminuir o risco de cair da cadeira de rodas.

Cintos de posicionamento, tais como cintos de posicionamento e arneses e correias anteriores do tronco, são concebidos para ajudar, reter e apoiar o posicionamento e postura adequados na cadeira de rodas.

- Certifique-se de que o(a) utilizador(a) não desliza por baixo do cinto de posicionamento na cadeira de rodas.
- O cinto de posicionamento deve ter um ajuste confortável; suficientemente apertado para manter a sua posição, mas não apertado a ponto de limitar a respiração. Deve ser possível caber uma mão aberta entre o cinto e o(a) utilizador(a).
- A utilização adequada das almofadas poderá contribuir para a estabilidade e reduzir o deslizamento.
- NUNCA utilize cintos de posicionamento:
 - a. Como um mecanismo de contenção. Uma medida de contenção requer uma ordem médica. A menos que possa remover facilmente os cintos numa emergência. Se não for possível fazer isto, consulte o seu prestador de cuidados de saúde para conhecer outras opções que auxiliem a sua postura.
 - b. Num(a) utilizador(a) que esteja inconsciente ou agitado(a).
 - c. Como um mecanismo de retenção do ocupante ou cinto de segurança num veículo automóvel. Um cinto de posicionamento não foi concebido para substituir um cinto de segurança fixado à estrutura de um veículo, que é necessário com vista a ser eficaz. Durante uma paragem súbita, com a força da paragem, o(a) utilizador(a) seria projetado(a) para a frente. Os cintos de segurança das cadeiras de rodas não evitarão essa situação e poderão provocar ferimentos mais graves, devido aos cintos ou às correias. Consulte a secção de Trânsito deste manual para obter mais informações.

H. Proteção do encosto Axiom

Evite a exposição prolongada a condições ambientais adversas. Tal poderá incluir exposição excessiva à luz solar e temperaturas baixas ou elevadas. Daí poderá resultar a degradação do desempenho do encosto Axiom.



AVISO



AVISO: Caso não proteja adequadamente o encosto Axiom, poderão ocorrer alterações que afetem a integridade da sua pele e resultar em ferimentos graves ou morte.

Apesar de o encosto Axiom ter sido fabricado em conformidade com as normas de inflamabilidade dispostas na etiqueta, deverá evitar expor a almofada às chamas ou a fontes de calor extremo, tais como um cigarro aceso. Isto poderá incendiar a almofada ou provocar a emissão de gases nocivos.




AVISO



AVISO: Caso não proteja adequadamente o encosto Axiom do calor excessivo, o encosto poderá incendiar ou emitir gases nocivos e resultar em ferimentos graves ou morte.

I. Orientação da cobertura

O encosto Axiom foi concebido para ser colocado numa orientação específica, e deve ser colocado adequadamente na cadeira de rodas com a cobertura orientada corretamente em relação à base de espuma. Existe uma etiqueta para indicar a orientação adequada. Consulte a Fig. 2.



AVISO




AVISO: Caso não oriente adequadamente a almofada e a cobertura do encosto Axiom, poderão ocorrer alterações que afetem a integridade da sua pele e resultar em ferimentos graves ou morte.

J. Suporte lateral (swing-away)

Usar

1. Empurre a aba vermelha na alavanca da lateral «swing away». Gire a lateral para o local pretendido.




2. Coloque o suporte lateral novamente na posição por defeito e certifique-se de que emite um «clique» ou fica bloqueado na posição correta.

Configuração, ajuste e cuidados


A. Retirar e Recolocar

Identifique o tipo de equipamento




BTX Remoção

1. BTX - Retire o pino de bloqueio de segurança (Fig. 4:A).




2. Coloque o mecanismo de engate na posição de desbloqueio (Fig. 5).




A. Retirar e Recolocar (continuação)

3. Puxe para a frente e retire com a ranhura inferior primeiro. Veja a Fig. 6.




BTX Reinstalar

1. Recoloque o encosto. Veja a Fig. 7.



2. Teste do engate: Verifique visualmente se a trava está travada (Fig. 5). Puxe para cima e para a frente para garantir que o encosto está engatado. Veja a Fig. 8.




3. Recoloque o pino de bloqueio de segurança. (Fig. 4:A).


A. Retirar e Recolocar (continuação)

DEX Remoção

1. Coloque o mecanismo de engate na posição de desbloqueio (Fig. 9).




2. Levante a correia para retirar o encosto. Veja a Fig. 10.




DEX Reinstalar

1. Recoloque o encosto. Veja a Fig. 11.



A. Retirar e Recolocar (continuação)

2. Teste do engate: Verifique visualmente se a trava está travada (Fig. 9). Puxe para cima para garantir que o encosto está engatado. Veja a Fig. 12.



B. Empurrar ou levantar



AVISO



AVISO: Não utilize o encosto Axiom para levantar ou empurrar a cadeira de rodas.

1. Não utilize o punho do encosto Axiom para levantar o peso da cadeira de rodas. Destina-se apenas à remoção do encosto Axiom.
2. Empurrar ou puxar são consideradas utilizações inadequadas do encosto Axiom e podem provocar a separação inesperada do encosto Axiom e da cadeira de rodas. Caso estes avisos não sejam seguidos, poderão ocorrer danos na cadeira, ou uma queda, a cadeira poderá tombar para trás ou poderá ocorrer a perda de controlo, de onde poderão resultar ferimentos graves ao(à) utilizador(a) ou a outras pessoas.

C. Segurança do encosto Axiom em trânsito

O encosto Axiom foi testado de acordo com os requisitos de teste dinâmico em conformidade com a norma «ANSI/RESNA WC-4, secção 20: Sistemas de assento de cadeira de rodas para utilização em veículos automóveis», ou com a norma «ISO 16840-4, Assento de cadeira de rodas – parte 4: Sistemas de assento para utilização em veículos automóveis». Antes de ser utilizado um encosto Axiom numa cadeira de rodas utilizada como assento num veículo automóvel, deve estar implementado um sistema completo com estrutura para a cadeira de rodas, assento, Sistemas de Ancoragem da Cadeira de Rodas e de Retenção do Respetivo Ocupante e um veículo automóvel adequadamente equipado, em conformidade com as normas indicadas nesta secção.



AVISO: Não seguir todas as instruções de instalação, utilização e manutenção contidas neste manual, bem como as instruções de trânsito listadas abaixo, poderia resultar em ferimentos graves ou morte aquando da utilização do encosto Axiom numa cadeira de rodas utilizada como assento num veículo automóvel.

1. Caso tal seja possível e exequível, o(a) passageiro(a) deve ser transferido(a) para o assento do veículo do fabricante de equipamento original e utilizar as correias de retenção do veículo.
2. A distância entre o limite superior do ombro do(a) utilizador(a) e o limite superior do encosto Axiom não deve ultrapassar os 14 cm (5,5 pol.).
3. A cadeira de rodas deve estar etiquetada como sendo apropriada para ser utilizada como um assento num veículo automóvel, testada dinamicamente em relação aos requisitos de desempenho da norma ISO 7176-19 e instalada, utilizada e com a manutenção efetuada em conformidade com as instruções do fabricante.
4. Se o assento original da cadeira de rodas tiver sido substituído, o novo assento deve ser aprovado para ser utilizado em trânsito, instalado e utilizado em conformidade com as instruções do fabricante.
5. Ao utilizar a cadeira de rodas como assento num veículo automóvel, o(a) passageiro(a) deve estar virado(a) para a frente.
6. O passageiro deve utilizar um Sistema de Ancoragem da Cadeira de Rodas e de Retenção do Respetivo Ocupante em conformidade com a norma «ANSI-RESNA WC-4, secção 18: Sistemas de ancoragem da cadeira de rodas e de retenção do respetivo ocupante para utilização em veículos automóveis»; ou a norma «ISO 10542-1, Sistemas técnicos e apoios para pessoas deficientes ou com deficiência» – Sistemas de ancoragem da cadeira de rodas e de retenção do respetivo ocupante – Parte 1: Requisitos e métodos de teste para todos os sistemas», e instalado, utilizado e com a manutenção efetuada em conformidade com as instruções do fabricante.
7. Não devem ser utilizados cintos de colo, correias de peito, arneses de ombro, qualquer outro sistema de correias de posicionamento ou acessório de posicionamento, nem devem servir como o método de retenção do ocupante, a menos que sejam sinalizados para esse fim pelo fabricante, em conformidade com a norma «ANSI-RESNA WC-4, secção 18» ou com a norma «ISO 10542-1, parte 1».
8. A utilização de apoios de cabeça, apoios laterais ou outros acessórios de posicionamento não devem servir como o método de retenção do ocupante, a menos que sejam sinalizados para esse fim pelo fabricante, em conformidade com a norma «RESNA WC-4, secção 18», ou com a norma «ISO 10542-1, parte 1» ou com a norma «ANSI/RESNA WC-4, secção 20: Sistemas de assento de cadeira de rodas para utilização em veículos automóveis», ou com a norma «ISO 16840-4, Assento de cadeira de rodas – parte 4: Sistemas de assento para utilização em veículos automóveis».

C. Segurança do encosto Axiom em trânsito (continuação)

- Os acessórios de reposição, como tabuleiros, suportes de botija de oxigénio, botijas de oxigénio, suportes de infusão, mochilas, bolsas e outros itens devem ser retirados e acondicionados separadamente no veículo automóvel. Em caso de acidente, estes itens podem tornar-se projéteis perigosos e poderão provocar ferimentos graves ou morte ao(a) utilizador(a) ou a outros ocupantes do veículo automóvel.
- Este produto foi concebido para ser utilizado por adultos com peso entre 36 e 136 kg (79 e 300 lbs).
- Caso o encosto Axiom tenha sofrido um acidente, não deverá continuar a ser utilizado, uma vez que poderá ter sofrido desgaste que pode não ser visível.

D. Manutenção

Limpeza e manutenção regulares podem ajudar a prolongar o tempo de vida útil do encosto Axiom. Deve inspecionar mensalmente o encosto Axiom. Durante a limpeza, é recomendada a inspeção dos componentes.

- Verifique a cobertura em relação a lacerações e desgaste excessivo.
 - Retire a cobertura e verifique se existem anomalias (dentro e fora).
 - Verifique se existem sinais de desintegração ou degradação da espuma.
 - Lágrimas mais profundas do que 0,25" (6,35 mm).
 - Grânulos soltos de espuma.
 - Mudanças permanentes na forma da espuma descarregada, como achatamento.
- Verifique se existem quaisquer sinais de folga, descascamento, degradação ou deformações no equipamento.



AVISO: Caso encontre quaisquer anomalias, tais como a desintegração da espuma ou danos no equipamento ou nos fixadores, deixe de utilizar este produto imediatamente e consulte o fornecedor da Ki Mobility autorizado. Não o fazer poderá afetar a integridade da sua pele e resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: O(A) proprietário(a) do equipamento é responsável por certificar-se de que foi configurado e ajustado por um fornecedor da Ki Mobility autorizado segundo as orientações de um profissional de saúde. Poderão ser necessárias verificações periódicas de funcionalidade e segurança ou ajustes específicos durante a utilização que possam ser efetuados pelo(a) utilizador(a), pelo(a) prestador(a) de cuidados ou pelo fornecedor da Ki Mobility autorizado.

- Fixadores: A Ki Mobility recomenda que todos os fixadores sejam inspecionados semestralmente em relação à sua funcionalidade adequada, como por exemplo em relação a parafusos desapertados ou componentes partidos. Fixadores soltos devem ser apertados novamente em conformidade com as instruções de instalação.
- Substituição de componentes: Entre imediatamente em contacto com o fornecedor da Ki Mobility autorizado para substituir quaisquer componentes. Deixe de utilizar o sistema se identificar componentes soltos ou partidos.

E. Limpeza

1. Cobertura do encosto Axiom


NOTA: Secar com a opção de aquecimento ativa poderá causar o encolhimento das coberturas, afetando a sua forma e função.

- Retire a cobertura do encosto Axiom separando o Velcro®. Abra o fecho localizado na parte inferior da cobertura.
- Enrole ligeiramente e retire a espuma para virar a cobertura do avesso.
- Feche a cobertura para evitar desfiar.
- Lave na máquina com água quente (40 °C).
- Deixe secar ao ar ou na máquina de secar, mas sem ativar a opção de aquecimento.

NOTA: Não limpe a seco ou utilize máquinas de lavar ou de secar industriais para limpar as coberturas. Não utilize autoclave a vapor. Não utilize lixívia. As definições dos símbolos dos cuidados a ter durante a lavagem são apresentados na Fig. 14.

2. Estrutura do encosto Axiom

- Retire a totalidade da estrutura do encosto para facilitar a limpeza. Consulte a Fig. 13.



- A placa rígida do encosto Axiom deve ser limpa regularmente com água e sabão para prevenir a acumulação de impurezas e sujeira.

3. Componentes de posicionamento

- Os componentes de posicionamento podem ser limpos com água e sabão.
- NÃO** mergulhe os componentes de posicionamento em água.






Instruções de uso e manutenção	
	Lavagem na máquina, a quente
	Não utilize lixívia
	Deixe secar ao ar ou na máquina de secar, mas sem ativar a opção de aquecimento.
	Não passe a ferro
	Não lavar a seco

Fig. 14


F. Higienização

A etapa de higienização deve ser realizada além da limpeza regular:

- a. Remova e lave a cobertura de acordo com as etapas 1a., 1b. e 1c. acima.
- b. Lave a cobertura na máquina apenas com água quente (60 °C).
- c. Deixe secar ao ar e depois centrifugue sem ativar a opção de aquecimento.
- d. Desinfete todas superfícies (cobertura, espuma e estrutura do encosto) com produtos desinfetantes de higienização de venda livre com pelo menos 70 % de álcool, ou utilize toalhetes. Não embeba ou permita a acumulação de soluções de limpeza.
- e. Deixe o produto de higienização atuar na superfície durante pelo menos 15 minutos e limpe com pano assético, caso seja necessário.

G. Montar novamente o encosto Axiom após a limpeza

1. Após a limpeza
 - a. Recoloque a espuma e a cobertura. Enrole ligeiramente a espuma ao colocar a cobertura.
2. Recolocação da estrutura do encosto
 - a. Para fixar novamente o encosto Axiom e as aberturas do equipamento, alinhe os pinos com as aberturas.
 - b. Empurre o encosto Axiom até alcançar a posição correta nas aberturas.
 - c. Se tiverem sido introduzidos de forma adequada, os pinos emitirão um «clique» audível quando assumirem uma posição de bloqueio.



AVISO



AVISO: Caso não tenha a certeza de ter escutado o «clique» de bloqueio, puxe o encosto Axiom para cima utilizando o punho do encosto para testar e garantir que se encontra firmemente bloqueado. Caso este aviso não seja seguido, poderão ocorrer danos no equipamento, uma queda, a cadeira poderá tombar para trás ou poderá ocorrer a perda de controlo, de onde poderão resultar ferimentos graves ao(à) passageiro(a) ou a outras pessoas.

GARANTIA LIMITADA DA KI MOBILITY

O tempo de vida útil espectável do produto é de 5 anos.

A. Durante 24 meses

A Ki Mobility oferece a garantia de que o encosto Axiom se encontrará sem defeitos de materiais e fabrico durante um período de 24 meses. Esta garantia limitada é aplicável a:

1. Placa rígida e espuma do encosto Axiom

Durante um período de 24 meses (2 anos) desde a data de compra, desde que com utilização normal, caso ocorra algum defeito no material ou de fabrico, a Ki Mobility irá proceder, a seu exclusivo critério, à reparação ou substituição gratuita do produto. Esta garantia não é aplicável a perfurações, lacerações ou queimaduras.

B. Durante 6 meses

A Ki Mobility oferece a garantia de que a almofada se encontrará sem defeitos de materiais e fabrico durante um período de 6 meses. Esta garantia limitada é aplicável a:

1. Coberturas removíveis

Durante um período de 6 meses desde a data de compra, desde que com utilização normal, caso ocorra algum defeito no material ou de fabrico, a Ki Mobility irá proceder, a seu exclusivo critério, à reparação ou substituição gratuita do produto. Esta garantia não é aplicável a perfurações, lacerações ou queimaduras.

C. Limitações

1. Não prestamos garantia sobre:
 - a. Danos resultantes de negligência, acidente, má utilização ou de instalação ou reparação inadequadas.
 - b. Produtos modificados sem o consentimento expresso por escrito da Ki Mobility.
 - c. Danos resultantes de ultrapassar o limite de peso.
2. Esta garantia é ANULADA se a etiqueta do número de série original do encosto Axiom for removida ou alterada.
3. Esta garantia é aplicável apenas nos EUA. Verifique com o seu fornecedor quais as garantias internacionais aplicáveis.
4. Esta garantia não é transferível e apenas é aplicável à compra do(a) primeiro(a) cliente deste produto através de um fornecedor da Ki Mobility autorizado.

D. O que faremos

A nossa única responsabilidade é a de reparar ou substituir as peças abrangidas pela garantia. Esta é a solução exclusiva para perdas indiretas.

E. O que precisa de fazer

1. Obter a autorização prévia, concedida por nós, da devolução ou reparação das peças abrangidas, enquanto esta garantia estiver em vigor.
2. As reclamações ou reparações devem ser processadas através do fornecedor autorizado mais próximo. Salvo as garantias manifestamente apresentadas neste documento, todas as outras garantias, incluindo garantias implícitas de comerciabilidade e de adequação a um fim específico, encontram-se excluídas.

F. Atenção: ao cuidado do(a) cliente

1. Caso tal seja permitido por lei, esta garantia substitui qualquer outra garantia (oral ou escrita, manifesta ou implícita, incluindo uma garantia de comerciabilidade ou de adequação a um fim específico).
2. Esta garantia oferece direitos jurídicos específicos. Também poderá ter outros direitos variáveis conforme o distrito.

Registe aqui o número de lote para consulta futura:

AXIOM

by Etac



Ki Mobility
5201 Woodward Drive Stevens
Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Representante Autorizado na UE:
Etac Supply Center AB Långgatan
12
33233 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN0747.4