

AXIOM

for Kids

BACKS

PXPFL | PXPAL | PXPAL CL

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ A
ZÁRUKA



CS - ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Ki Mobility!



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek, aniž byste si nejprve přečetli celý tento návod k použití. Použití bez předchozího přečtení celého návodu může vést k vážnému zranění uživatele a/nebo obsluhy.

Ki Mobility doporučuje, aby byl uživatel před prvním použitím výrobku proškolen odborníkem z oblasti zdravotnických prostředků, nebo jiným kompetentním klinickým nebo technickým odborníkem, ohledně bezpečného používání.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se čehokoliv ohledně tohoto výrobku, návodu nebo poskytované služby, neváhejte kontaktovat svého dodavatele, autorizovaného zástupce nebo společnost Ki Mobility.

(1) 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



www.kimobility.com (Zahrnuje vyhledávač prodejců a přístup k tištěným informacím)

Nebo prostřednictvím našeho autorizovaného zástupce EU:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden

Nebo prostřednictvím našeho zástupce UK:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

OBSAH

	CS - ÚVOD	1
A.	Zamýšlené použití	2
B.	Vaše bezpečí	2
C.	Signální slova	2
D.	Slovník symbolů	2
E.	Denně kontrolujte svou pokožku	2
F.	Obecná varování	3
G.	Ochrana zádové opěrky Axiom Back	3
H.	Orientace potahu	3
	Nastavení, seřízení a péče	3
A.	Odpojení a opětovné připevnění zádové opěrky	3
B.	Obsluha výklopné boční podpěry	4
C.	Tlačení nebo zvedání	4
D.	Zádová opěrka Axiom Back a bezpečnost při přepravě	4
E.	Údržba	5
F.	Čištění	5
G.	Dezinfekce	6
H.	Opětovné sestavení zádové opěrky Axiom Back po jejím vyčištění	6
	OMEZENÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI KI MOBILITY	6

Axiom K Pediatric Back

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

POZNÁMKA: Tato příručka obsahuje pokyny k použití výrobků Ki Mobility Back. Tyto informace musí být předány uživateli tohoto výrobku. Neodstraňujte tuto příručku před dodáním výrobku spotřebiteli.


Dodavatel: Tato příručka musí být předána uživateli tohoto výrobku.

Uživatel: Před použitím tohoto výrobku si prostudujte celou příručku k obsluze a nechte si ji k dispozici pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Zkontrolujte všechny díly a ujistěte se, že nedošlo k jejich poškození při přepravě. V případě poškození je **NEPOUŽÍVEJTE**. Další pokyny získáte od dodavatele anebo přímo od společnosti Ki Mobility.

Vlastnosti pediatrické zádové opěrky Axiom K Pediatric Back

POZNÁMKA: Některé skořepiny opěradla mohou mít dva sloty.



Obr. 1



MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE: 75 kg (165 liber)

A. Zamýšlené použití

Zádové opěrky invalidních vozíků společnosti Ki Mobility jsou určeny k zajištění posturální podpory, rozložení tlaku a zvýšení tolerance sezení. Tato zádová opěrka invalidního vozíku je určena pro vnitřní i venkovní použití.

B. Vaše bezpečí

Jakékoli závažné nežádoucí účinky nebo zranění související s používáním vašeho výrobku nebo jeho příslušenství musejí být neprodleně nahlášeny, pokud událost přímo nebo nepřímo vede k vážnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí uživatele či jiné osoby. Jakékoli závažné příhody a/nebo zranění nahláste společnosti Ki Mobility a, pokud to vyžadují místní předpisy, příslušnému zdravotnickému orgánu v místě legálního pobytu uživatele a/nebo jiné osoby.

Nepoužívejte tento výrobek, aniž byste si nejprve prostudovali celou tuto příručku. Je třeba, abyste PŘED jízdou byli proškoleni v bezpečném používání tohoto výrobku odborníkem na asistenční technologie (Assistive Technology Professional, ATP) anebo jiným kompetentním klinickým či technickým odborníkem. Společnost Ki Mobility vyrábí mnoho různých výrobků, které by mohly vyhovovat vašim potřebám. Uznávaným osvědčeným postupem při výběru výrobku je konzultace s odborníkem ATP nebo jiným kompetentním technickým odborníkem a zkušeným klinickým odborníkem, jako je fyzioterapeut, ergoterapeut nebo lékař. Konečný výběr typu výrobku, možností a úprav je výhradně na vás a vašich technických a klinických odbornících. Zvolené možnosti, nastavení a seřízení výrobku mají přímý vliv na jeho výkon a stabilitu i na to, jak dokáže vyhovět vašim potřebám.

C. Signální slova

V této příručce najdete takzvaná „signální“ slova. Tato slova se používají k identifikaci a vyjádření závažnosti různých nebezpečí. Před použitím tohoto vozíku byste si měli jak vy, tak každá osoba, která vám může pomáhat, přečíst celý tento návod. Vezměte prosím na vědomí signální slovo a zvažte případné poznámky, upozornění nebo varování. Dbejte na dodržování všech pokynů a bezpečné používání vozíku. Signální slovo označuje nebezpečí nebo nebezpečný postup, který může způsobit vážné, nebo dokonce fatální zranění vám nebo jiným osobám. „Varování“ jsou rozdělena do následujících tří hlavních kategorií:

POZNÁMKA – Poznámka označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla vést ke snížení výkonu výrobku nebo k jeho poškození.



POZOR

POZOR: Upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla vést k poškození výrobku a vašemu zranění.



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: Varování označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla vést k vážnému zranění nebo smrti.

Tato signální slova jsou umístěna v celé příručce na příslušných místech, aby upozornila na nebezpečnou situaci. Nebezpečné situace, které se vztahují na obecné použití tohoto výrobku, jsou uvedeny v oddíle G.

D. Slovník symbolů

SYMBOL	DEFINICE
	Označuje výrobce zdravotnického prostředku.
	Datum výroby (ROK/MM/DD).
	Pokud je uveden na zdravotnickém prostředku nebo obalu, je nutné, aby si uživatel prostudoval bezpečnostní pokyny, upozornění a varování.
	Označuje zdravotnický prostředek.
	Označuje výrobní číslo, aby bylo možné identifikovat konkrétní zdravotnický prostředek.
	Označuje autorizovaného zástupce v Evropském společenství.
	Označuje prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES.
	Označuje nutnost nahlédnutí do návodu k použití.
	Označuje nutnost vyhledat pokyny k použití v elektronické podobě na uvedené webové stránce.
	Označuje webovou stránku, kde může uživatel získat další informace o zdravotnickém prostředku.
	Označuje specifikovanou maximální nosnost (lbs/kg).
	Označuje zabezpečovací body pro přepravu.
	Označuje potenciální bod sevření.
	Označuje entitu importující zdravotnický prostředek na místo určení.
	Označuje kód šarže výrobce, aby bylo možné šarži nebo šarži identifikovat.
	Praní v pračce, horké
	Nebělit
	Sušení ve vlasech nebo v sušičce, žádné teplo
	Nežehlit
	Nečistit chemicky
	Označuje prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic UKCA.

E. Denně kontrolujte svou pokožku

Tyto výrobky Axiom pro sezení a polohování jsou navrženy tak, aby zlepšily rozložení tlaku a zvýšily toleranci sezení. Zda bude poskytnutý polštář vyhovovat vašim individuálním potřebám, nelze předem zajistit. Integrita vaší kůže může být ovlivněna mnoha aspekty vašeho každodenního života a zdravotního stavu, včetně používání tohoto výrobku. Nezapomeňte dodržovat všechny režimy péče o pokožku, které vám stanovil lékař.

1. Uživatelé tohoto výrobku by si určitě měli denně kontrolovat (nebo nechat kontrolovat) svou pokožku, zda u ní nedochází ke změnám. Pokud zaznamenáte změny, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Klíčovým klinickým ukazatelem rozpadu tkáně je zarudnutí kůže. Pokud se na vaší pokožce objeví zarudnutí, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Zvláště pečlivě si prohlédněte oblasti související s kostními výběžky pánve, jako jsou chocholíky (trochantery) a hrboly sedací kosti (tuber ischiadicum).



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: Nesprávná volba zádové opěrky Axiom Back, vhodné pro váš invalidní vozík, může mít vliv na integritu vaší kůže, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: Nebudete-li řádně provádět kontrolu pokožky, případně budete-li zádovou opěrku Axiom Back používat i po výskytu změn na pokožce, může dojít k ovlivnění integrity vaší kůže a to může způsobit vážné zranění nebo smrt.

F. Obecná varování

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Před použitím a instalací této zádové opěrky Axiom Back je nutné si prostudovat tuto příručku a porozumět jejímu obsahu. Pokud varováním a pokynům nerozumíte, obraťte se na autorizovaného dodavatele společnosti Ki Mobility nebo na svého lékaře. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Instalace zádové opěrky Axiom Back na invalidní vozík by mohla ovlivnit těžiště vozíku. Změny těžiště mohou ovlivnit vaši stabilitu na invalidním vozíku a vést k převrácení nebo pádu z vozíku, což může mít za následek vážné zranění. Vždy si prostudujte návod k použití svého invalidního vozíku, abyste zjistili, zda po přidání zádové opěrky Axiom Back není nutné provést změny na vozíku, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Integrita vaší kůže může být ovlivněna mnoha aspekty vašeho každodenního života a zdravotního stavu, včetně používání tohoto výrobku. Nezapomeňte dodržovat všechny režimy péče o pokožku, které vám stanovil lékař. Uživatelé tohoto výrobku by si určitě měli pravidelně kontrolovat (nebo nechat kontrolovat) svou pokožku podle pokynů lékaře. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.

G. Ochrana zádové opěrky Axiom Back

Zamezte dlouhodobému vystavení nepříznivým okolním podmínkám. Může se jednat o nadměrné vystavení slunečnímu záření a teplotám, ať už příliš vysokým, nebo příliš nízkým. To může mít za následek snížení výkonu vaší zádové opěrky Axiom Back.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Nebudete-li zádovou opěrku Axiom Back dostatečně chránit, může dojít ke změnám, které mohou ovlivnit integritu vaší kůže a vést k vážnému zranění nebo smrti.


Přestože byla zádová opěrka Axiom Back vyrobena v souladu s označenými normami týkajícími se hořlavosti, neměli byste ji vystavovat otevřenému ohni nebo extrémním zdrojům tepla, jako je například hořící cigareta. To může způsobit vznícení polštáře nebo uvolnění škodlivých plynů.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Pokud nezajistíte dostatečnou ochranu zádové opěrky Axiom Back před extrémním teplem, může dojít k jejímu vznícení nebo uvolnění škodlivých plynů, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

H. Orientace potahu

Vaše zádová opěrka Axiom Back byla navržena pro usazení ve specifické orientaci a musí být ve vašem invalidním vozíku umístěna správně se správnou orientací potahu vůči pěnové základně. Správná orientace je vyznačena. Viz obr. 2.



⚠ VAROVÁNÍ ⚠


VAROVÁNÍ: Nesprávná orientace polštáře zádové opěrky Axiom Back a potahu může narušit integritu vaší kůže a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Nastavení, seřízení a péče


A. Odpojení a opětovné připevnění zádové opěrky

Odstranění DEX

1. Otočte blokovací páčku na uvolnění a západkový mechanismus nastavte do polohy pro uvolnění. Viz obr. 3.




2. Zvednutím popruhu vyjměte zádovou opěrku. Viz obr. 4.




A. Odpojení a opětovné připevnění zádové opěrky (pokračování)

Opětovná instalace DEX

1. Znovu nainstalujte zádovou opěrku. Otočením blokovací páčky zajistíte zámek. Viz obr. 5.




2. Zkouška západky: Pohledem zkontrolujte, zda je západka zajištěna (obr. 6). Zatahněte za zádovou opěrku a ujistěte se, že je zajištěna. Viz obr. 6.



B. Obsluha výklopné boční podpěry

1. Zatláče na červený výstupek na výklopném bočním závěsu. Boční stranu otočte na požadované místo. Viz obr. 7.



C. Tlačení nebo zvedání



VAROVÁNÍ: Zádovou opěrku Axiom Back nepoužívejte ke zvedání ani k tlačení vozíku.

1. Nepoužívejte rukojeť zádové opěrky Axiom Back ke zvedání vozíku. Rukojeť je určena pouze pro vyjímání zádové opěrky Axiom Back.
2. Tlačení nebo tahání se považuje za nesprávné používání zádové opěrky Axiom Back a taková činnost může způsobit neočekávané odpojení zádové opěrky Axiom Back od vozíku. Nebudete-li se řídit těmito upozorněními, může dojít k poškození vozíku nebo jeho pádu, převrácení či ke ztrátě kontroly nad vozíkem a způsobit vážné zranění uživatele nebo jiných osob.

D. Zádová opěrka Axiom Back a bezpečnost při přepravě

Zádová opěrka Axiom Back byla testována podle požadavků na dynamické zkoušky uvedených v normě ANSI/RESNA WC-4, oddíl 20: Sedací systémy pro invalidní vozíky pro použití v motorových vozidlech, nebo v normě ISO 16840-4 Sedadla pro invalidní vozíky – Část 4: Sedací systémy pro použití v motorových vozidlech. Před použitím zádové opěrky Axiom Back na invalidním vozíku používaného jako sedadlo v motorovém vozidle je nutné mít k dispozici kompletní systém rámu invalidního vozíku a sedadla spolu se systémem pro zajištění invalidního vozíku a zádržným systémem pro jeho uživatele. Motorové vozidlo musí disponovat také řádnou výbavou tak, aby byly splněny normy uvedené v tomto oddíle.



VAROVÁNÍ: Nebudou-li dodrženy veškeré pokyny pro instalaci, použití a údržbu uvedené v této příručce a také níže uvedené pokyny pro přepravu, může mít použití zádové opěrky Axiom Back na invalidním vozíku, jenž se používá jako sedadlo v motorovém vozidle, za následek vážné zranění nebo smrt.

1. Pokud je to možné a proveditelné, měl by uživatel přesednout na sedadlo vozidla od výrobce originálního vybavení a použít zádržné systémy vozidla.
2. Vzdálenost mezi horní částí ramene uživatele a horní částí zádové opěrky Axiom Back by neměla přesáhnout 14 cm (5,5").
3. Invalidní vozík musí být označen jako vhodný pro použití jako sedadlo v motorovém vozidle, podroben dynamickým zkouškám podle požadavků normy ISO 7176-19 a nainstalován, používán a udržován podle pokynů výrobce.
4. Pokud bylo původní sedadlo invalidního vozíku vyměněno, musí být nové sedadlo schváleno pro přepravu invalidních vozíků a nainstalováno a používáno podle pokynů výrobce.
5. Při použití invalidního vozíku jako sedadla v motorovém vozidle musí být uživatel v poloze po směru jízdy.
6. Uživatel musí používat systém pro zajištění invalidního vozíku a zádržný systém pro jeho uživatele, který je v souladu s normou ANSI-RESNA WC-4, oddíl 18: Systém zajištění invalidního vozíku a zádržný systém pro jeho uživatele pro použití v motorových vozidlech, nebo s normou ISO 10542-1 Technické systémy a pomůcky pro osoby se zdravotním postižením nebo tělesně postižené osoby – Systém zajištění invalidního vozíku a zádržný systém pro jeho uživatele – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro všechny systémy a jejich instalaci, používání a údržbu podle pokynů výrobce.
7. Břišní pásy, hrudní popruhy, ramenní popruhy, jakékoli jiné systémy polohovacích popruhů nebo polohovacího příslušenství by se neměly používat ani by neměly být považovány za zádržný systém pro cestující, pokud nejsou jako takové výrobcem označeny v souladu s normou ANSI-RESNA WC-4, oddíl 18, nebo normou ISO 10542-1, část 1.

D. Zádová opěrka Axiom Back a bezpečnost při přepravě (pokračování)

- Použití opěrek hlavy, bočních opěrek nebo jiného polohovacího příslušenství by nemělo být považováno za zádržný systém pro cestující, pokud nejsou jako takové výrobcem označeny v souladu s normou RESNA WC-4, oddíl 18, nebo normou ISO 10542-1, část 1, nebo normou ANSI/RESNA WC-4, oddíl 20: Sedací systémy pro invalidní vozíky pro použití v motorových vozidlech, nebo normou ISO 16840-4 Sedadla pro invalidní vozíky – Část 4: Sedací systémy pro použití v motorových vozidlech.
- Dodatečné příslušenství, jako jsou přihrádky, držáky kyslíkových lahví, kyslíkové lahve, infuzní tyče, batohy, vaky a další předměty, by mělo být z vozíku odstraněno a v motorovém vozidle zajištěno odděleně. V případě nehody se tyto předměty mohou stát nebezpečnými projektily, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt vám nebo ostatním cestujícím v motorovém vozidle.
- Tento výrobek je určen pro uživatele s hmotností do 76 kg (165 liber).
- Pokud dojde k nehodě, která zahrnuje i zádovou opěrku Axiom Back, zádovou opěrku dále nepoužívejte, protože mohlo dojít k narušení („únavě“) jejího materiálu, přičemž toto narušení nemusí být na pohled viditelné.

E. Údržba

Pravidelné čištění a údržba mohou pomoci prodloužit životnost zádové opěrky Axiom Back. Zádovou opěrku Axiom Back je vhodné kontrolovat každý měsíc. Během čištění se doporučuje kontrola komponent.

- Kontrola potahu, zda není roztržený a nadměrně opotřebovaný
 - Stáhněte potah a zkontrolujte, zda nevykazuje nějaké abnormality (uvnitř i zvenku).
 - Zkontrolujte, zda není pěna poškozená nebo zda se nezačíná rozpadat.
- Zkontrolujte, zda nejsou upevňovací prvky uvolněné, zda nejsou známky odlepení, degradace nebo deformace.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Pokud zjistíte jakékoliv abnormality, například rozpad pěny nebo poškození upevňovacích či spojovacích prvků, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a obraťte se na autorizovaného dodavatele společnosti Ki Mobility. V opačném případě může dojít k narušení integrity vaší kůže a následnému vážnému zranění nebo smrti.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

VAROVÁNÍ: Majitel tohoto zařízení je zodpovědný za to, že bylo nastaveno a seřízeno autorizovaným dodavatelem společnosti Ki Mobility pod vedením zdravotnického pracovníka. Během používání mohou být nutné pravidelné kontroly bezpečnosti a funkčnosti, případně určité úpravy, které může provádět uživatel, pečovatel nebo autorizovaný dodavatel společnosti Ki Mobility.

- Spojovací prvky: Společnost Ki Mobility doporučuje každých šest měsíců zkontrolovat správnou funkci všech spojovacích prvků, například zkontrolovat, zda nejsou uvolněné šrouby nebo poškozené komponenty. Uvolněný spojovací materiál je třeba dotáhnout podle instalačních pokynů.
- Výměna komponent: Okamžitě se obraťte na autorizovaného dodavatele společnosti Ki Mobility a nechte vyměnit potřebné komponenty. Zjistíte-li, že jsou nějaké komponenty uvolněné či poškozené, přestaňte systém používat.

F. Čištění

- Potah zádové opěrky Axiom Back


POZNÁMKA: Sušení teplem může způsobit smrštění, které ovlivní přiléhavost a funkčnost potahů.

- Potah ze zádové opěrky Axiom Back můžete stáhnout po odepnutí suchého zipu (Velcro®). Rozepněte zip na spodní straně potahu.
- Mírně srolujte a vyjměte pěnu, abyste obrátili potah naruby.
- Zip na potahu znovu zavřete, aby se nikde nezachytával.
- Vyperte jej v pračce v horké vodě (60 °C).
- Sušte na prádelní šňůře anebo v bubnové sušičce, ale bez ohřevu.

POZNÁMKA: Potahy nečistěte chemicky ani k jejich čištění nepoužívejte průmyslové pračky nebo sušičky. Neprovádějte parní autoklávování. Nepoužívejte na potah bělidlo. Definice pracích symbolů jsou uvedeny na obr. 9.

- Sestava zádové opěrky Axiom Back

- Pro snadnější čištění vyjměte celou sestavu zádové opěrky. Viz obr. 8.



- Skořepina zádové opěrky Axiom Back by se měla pravidelně otírat mýdlovou vodou, aby se na ní neusazovaly nečistoty a špína.

- Polohovací komponenty

- Polohovací komponenty lze čistit otřením mýdlovou vodou.
- Polohovací komponenty NEPONOŘUJTE do vody.

Instruksjoner for vedlikehold og bruk	
	Maskinvask, varm
	Må ikke blekes
	Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldlu
	Må ikke strykes
	Må ikke renses

Obr. 9


G. Dezinfekce

Kromě pravidelného čištění je třeba provádět i dezinfekci:

- Sejměte a vyperte potah podle výše uvedených kroků 1a., 1b., a 1c.
- Potah v pračce perte pouze v horké vodě (60 °C).
- Nechte odkapat a vysušte jej v bubnové sušičce bez ohřevu.
- Všechny povrchy (potah, pěnu a sestavu opěrky) dezinfikujte volně prodejným dezinfekčním prostředkem s obsahem nejméně 70 % alkoholu anebo pomocí dezinfekčních ubrousků. Nenamáčejte. Neslévejte čisticí roztoky.
- Dezinfekční prostředek nechte působit na povrchu alespoň 15 minut a v případě potřeby jej setřete sterilním hadříkem.

H. Opětné sestavení zádové opěrky Axiom Back po jejím vyčištění

- Po čištění
 - Znovu nainstalujte pěnu a potah. Při nasazování potahu pěnu mírně srolujte.
- Opětná instalace sestavy opěrky
 - Pro opětné připojení jímačů zádové opěrky Axiom Back a upevňovacích prvků zarovnejte kolíky k jímačům.
 - Zatlačte zádovou opěrku Axiom Back na místo na jímačích.
 - Pokud jsou kolíky správně zasunuty, „zacvaknou“ do zajištěné polohy.
 - Otočením blokovací páčky zajistíte zámek.



VAROVÁNÍ: Pokud si nejste jisti, že jste slyšeli „cvaknutí“ zámku, zatáhněte za zádovou opěrku Axiom Back pomocí rukojeti, abyste se ujistili, že je bezpečně zajištěna. Nebudete-li dbát tohoto varování, může dojít k poškození zařízení, pádu nebo ztrátě kontroly a vážnému zranění uživatele nebo jiných osob.

OMEZENÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI KI MOBILITY

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let.

A. Po dobu 24 měsíců

Společnost Ki Mobility zaručuje, že zádová opěrka Axiom Back nebude vykazovat vady materiálu ani zpracování po dobu 24 měsíců. Tato omezená záruka se vztahuje na tyto prvky:

- Skořepina a pěna zádové opěrky Axiom Back
Pokud se v průběhu 24 měsíců (2 let) od data zakoupení, za předpokladu běžného používání, vyskytne jakákoli vada materiálu nebo zpracování, společnost Ki Mobility daný prvek podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Tato záruka se nevztahuje na proděravění, roztržení nebo popálení.

B. Po dobu 6 měsíců

Společnost Ki Mobility zaručuje, že polštář nebude vykazovat vady materiálu ani zpracování po dobu 6 měsíců. Tato omezená záruka se vztahuje na tyto prvky:

- Odnímatelné potahy

Pokud se v průběhu 6 měsíců od data zakoupení, za předpokladu běžného používání, vyskytne jakákoli vada materiálu nebo zpracování, společnost Ki Mobility daný prvek podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Tato záruka se nevztahuje na proděravění, roztržení nebo popálení.

C. Omezení

- Záruku nelze uplatnit v těchto případech:
 - Poškození v důsledku zanedbání péče, nehody, nesprávného použití nebo nesprávné instalace či opravy.
 - Úprava výrobků bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ki Mobility.
 - Poškození v důsledku překročení hmotnostního limitu.
- Tato záruka POZBÝVÁ PLATNOSTI, pokud je původní štítek zádové opěrky Axiom Back odstraněn nebo pozměněn.
- Tato záruka platí pouze v Severní Americe. Uplatnění mezinárodních záruk je třeba ověřit u místního dodavatele.
- Tato záruka je nepřenositelná a vztahuje se pouze na první spotřebitelský nákup tohoto výrobku prostřednictvím autorizovaného dodavatele společnosti Ki Mobility.

D. Postup z naší strany

Naší jedinou odpovědností je oprava nebo výměna dílů, na něž se vztahuje příslušná záruka. Jedná se o výlučný prostředek nápravy následných škod.

E. Potřebný postup z vaší strany

- Pokud je tato záruka platná, vyžádejte si od nás předchozí souhlas s vrácením nebo opravou dílů, na něž se tato záruka vztahuje.
- Reklamacce a opravy by měly být vyřizovány prostřednictvím nejbližšího autorizovaného dodavatele. S výjimkou výslovných záruk uvedených v tomto dokumentu jsou všechny ostatní záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a záruk vhodnosti pro určitý účel, vyloučeny.

F. Upozornění pro spotřebitele

- Pokud to zákon umožňuje, nahrazuje tato záruka jakoukoli jinou záruku (písemnou nebo ústní, výslovnou nebo předpokládanou, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel).
- Tato záruka vám dává určitá zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší. Zde si pro budoucí potřebu zapište číslo šarže (uvedené na štítcích na potahu):



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Authorized EU Representative:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN1221.0