

AXIOM

BACKS

PXPL | PXAL | PXAL CL

MANUALE CON LE ISTRUZIONI PER
UTILIZZATORE E GARANZIA



2024-01-05

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato un prodotto Ki Mobility!



AVVERTENZA: Non utilizzare senza aver prima letto l'intero manuale. L'uso senza aver prima letto l'intero manuale potrebbe causare gravi lesioni all'utilizzatore e/o al suo accompagnatore.

Ki Mobility raccomanda la formazione da parte di un professionista di tecnologia assistiva (ATP) o di un altro professionista clinico o tecnico competente per l'utilizzo sicuro di questo prodotto.

In caso di domande o dubbi su qualsiasi aspetto di questo prodotto, su questo manuale o sull'assistenza fornita, contattare il proprio fornitore autorizzato, un rappresentante autorizzato o Ki Mobility. Ki Mobility è raggiungibile ai seguenti recapiti:

(1)715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



www.kimobility.com (include il localizzatore dei rivenditori e l'accesso alle informazioni stampate)

Oppure tramite il nostro Rappresentante UE autorizzato:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Svezia

Indice

	INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CONSUMATORI.....	3
A.	Uso previsto	4
B.	Sicurezza personale	4
C.	Avvertenze	4
D.	Glossario dei simboli	5
E.	Controllare la pelle ogni giorno	6
F.	Avvertenze generali	6
G.	Protezione dello schienale Axiom	7
H.	Orientamento del rivestimento	7
	Configurazione, regolazione e cura	8
A.	Staccare e rimontare il gruppo schienale	8
B.	Funzionamento del supporto laterale pivotante (swing-away).....	9
C.	Spingere o sollevare	9
D.	Sicurezza dello schienale Axiom in transito	10
E.	Manutenzione.....	11
F.	Pulizia.....	12
G.	Disinfezione	13
H.	Rimontaggio dello schienale Axiom dopo la pulizia	13
	GARANZIA LIMITATA KI MOBILITY.....	14

Minuteria per lo schienale Axiom per Kids

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CONSUMATORI


NOTA: Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso degli schienali Ki Mobility. Queste informazioni devono essere fornite all'utilizzatore del prodotto. Non rimuovere questo manuale prima della consegna all'utilizzatore di questo prodotto.

Fornitore: Questo manuale deve essere consegnato all'utilizzatore di questo prodotto.

Consumatore: Leggere l'intero manuale prima di utilizzare questo prodotto e tenerlo a portata di mano come riferimento futuro.

NOTA: Controllare tutte le parti per verificare la presenza di eventuali danni causati dalla spedizione. **NON** utilizzare in caso di danni. Contattare il fornitore o Ki Mobility per maggiori istruzioni.

Caratteristiche schienale Axiom per Kids



PESO MASSIMO DELL'UTILIZZATORE: 75 kg (165 lb)

A. Uso previsto

Gli schienali per carrozzine Ki Mobility sono concepiti per fornire supporto posturale, distribuzione della pressione e tolleranza maggiore alla seduta. Questo schienale per carrozzina è concepito per uso interno o esterno.

B. Sicurezza personale

Qualsiasi evento avverso o lesione grave correlati all'uso della carrozzina o dei suoi accessori devono essere immediatamente segnalati se l'incidente comporta direttamente o indirettamente un grave peggioramento della salute o la morte dell'utilizzatore o di un'altra persona. Segnalare eventuali eventi gravi e/o lesioni a Ki Mobility e, se richiesto dalla normativa locale, all'autorità sanitaria competente del luogo in cui l'utilizzatore e/o l'altra persona risiedono legalmente.

Non utilizzare questo dispositivo senza aver prima letto l'intero manuale. PRIMA di utilizzare questo dispositivo, è necessario essere formati sull'uso sicuro da parte di un professionista della tecnologia assistiva (ATP) o da un altro professionista clinico o tecnico competente. Ki Mobility produce svariati tipi di dispositivi che potrebbero soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. La migliore prassi riconosciuta per la scelta di un dispositivo è quella di consultare un professionista della tecnologia assistiva o un altro professionista tecnico competente e un professionista clinico esperto, come un fisioterapista, un terapeuta occupazionale o un medico. La scelta finale del tipo di dispositivo, delle opzioni e delle regolazioni spetta esclusivamente all'utilizzatore e ai suoi professionisti tecnici e clinici. Le opzioni scelte, la configurazione e la regolazione del dispositivo hanno un impatto diretto sulle sue prestazioni, sulla sua stabilità e sulla capacità di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

C. Avvertenze

All'interno di questo manuale, si trovano dei termini denominati "avvertenze". Questi termini sono utilizzati per identificare e indicare la gravità dei vari pericoli. Prima di usare questa carrozzina, l'utilizzatore, e ogni persona che potrebbe assisterlo, deve leggere il manuale nella sua interezza. Osservare l'avvertenza e prendere in considerazione eventuali note, precauzioni o avvisi. Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni e di utilizzare la carrozzina in modo sicuro. L'avvertenza si riferisce a un pericolo o a una pratica non sicura che possono causare gravi lesioni o morte all'utilizzatore o ad altre persone. Le "Avvertenze" si suddividono in tre categorie principali, come indicato di seguito:

NOTA – "Nota" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare un calo delle prestazioni della carrozzina o danni alla carrozzina.























ATTENZIONE: "Attenzione" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni alla carrozzina e lesioni personali.



AVVERTENZA: "Avvertenza" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o la morte.

Queste avvertenze saranno inserite in tutto il manuale, ove opportuno, per evidenziare la situazione di pericolo. Fare riferimento alla Sezione G. per le situazioni di pericolo che si applicano all'uso generale di questo dispositivo.

D. Glossario dei simboli

SIMBOLO	DEFINIZIONE
	Indica il fabbricante del dispositivo medico.
	Data di fabbricazione (YEAR/MM/DD).
	Indica la necessità per l'utente di consultare un'istruzione per motivi di sicurezza, come precauzioni e avvisi come precauzioni e avvertenze. Se presente sul dispositivo medico o sull'imballaggio, indica l'esigenza per l'utilizzatore di consultare le istruzioni per motivi di sicurezza come precauzioni e avvertenze.
	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
	Indica il numero di serie del fabbricante in modo da poter identificare uno specifico dispositivo medico.
	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.
	Indica la dichiarazione del fabbricante che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili.
	Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.
	Indica la necessità per l'utente di consultare il sito web in elenco per le istruzioni per l'uso in formato elettronico.
	Indica un sito web in cui l'utente può ottenere ulteriori informazioni sul prodotto medico.
	Indica un limite di peso massimo specificato (lb/kg).
	Indica un punto di sicurezza per il trasporto.
	Indica un potenziale punto ad alto rischio.
	Indica l'ente che importa il dispositivo medico sul posto.
	Indica il codice di partita del fabbricante così è possibile identificare la partita o il lotto.
	Lavare in lavatrice, a caldo.
	Non candeggiare.
	Stendere ad asciugare o asciugare in asciugatrice, senza calore.
	Non stirare.
	Non pulire a secco.

E. Controllare la pelle ogni giorno

Questi prodotti di seduta e posizionamento Axiom sono concepiti per migliorare la distribuzione della pressione e accrescere la tolleranza della seduta. Non è possibile garantire in anticipo che il cuscino fornito soddisfi le esigenze individuali dell'utilizzatore. L'integrità della pelle può risultare compromessa a causa di molti aspetti della vita quotidiana e da condizioni mediche, incluso l'uso di questo prodotto. Assicurarsi di seguire tutti i regimi di cura della pelle stabiliti dal proprio medico.

1. Gli utilizzatori di questo prodotto devono assicurarsi che la pelle sia ispezionata ogni giorno per individuare eventuali cambiamenti. In caso di cambiamenti, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto e consultare il medico. Un indicatore clinico chiave di lacerazione del tessuto è il rossore della pelle. Se la pelle sviluppa rossore, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto e consultare il medico. Prestare attenzione particolare all'ispezione di quelle aree correlate alle prominenze ossee della regione pelvica, come trocantere e tuberosità ischiatica.



AVVERTENZA: Se non si sceglie lo schienale Axiom corretto e adatto alla carrozzina, l'integrità della pelle può risultare compromessa e questo può provocare lesioni gravi o morte.



AVVERTENZA: Se non si esegue una corretta ispezione della pelle o se si continua a usare lo schienale Axiom dopo il rilevamento di cambiamenti alla pelle, l'integrità della pelle può risultare compromessa e questo può provocare lesioni gravi o morte.

F. Avvertenze generali



AVVERTENZA: Non utilizzare né installare questo schienale Axiom senza prima aver letto e compreso questo manuale. Contattare il fornitore Ki Mobility autorizzato o il medico se non si è in grado di comprendere le avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare gravi lesioni o la morte.



AVVERTENZA: L'installazione di uno schienale Axiom su una carrozzina potrebbe influenzare il centro di gravità della carrozzina. Le variazioni del centro di gravità possono compromettere la stabilità della carrozzina, provocando il ribaltamento o la caduta dalla carrozzina dell'occupante con conseguenti gravi lesioni. Consultare sempre le istruzioni per l'uso della carrozzina per capire se possono essere necessarie modifiche per fornire una sufficiente stabilità dopo l'aggiunta di uno schienale Axiom.



AVVERTENZA: L'integrità della pelle può risultare compromessa a causa di molti aspetti della vita quotidiana e da condizioni mediche, incluso l'uso di questo prodotto. Assicurarsi di seguire tutti i regimi di cura della pelle stabiliti dal proprio medico. Gli utilizzatori di questo prodotto devono assicurarsi che la loro pelle sia controllata regolarmente per verificare che non ci siano cambiamenti, come indicato dal loro medico. La mancata osservanza di questa regola potrebbe causare gravi lesioni o la morte.

G. Protezione dello schienale Axiom

Evitare l'esposizione prolungata a condizioni ambientali avverse. Questa potrebbe includere esposizione eccessiva a luce solare e temperature estreme (caldo o freddo). Questo può provocare un degrado delle prestazioni dello schienale Axiom.



AVVERTENZA: Se non si protegge lo schienale Axiom si possono verificare cambiamenti che possono compromettere l'integrità della pelle, provocando lesioni gravi o morte.


Anche se lo schienale Axiom è stato realizzato ai sensi degli standard di infiammabilità riportati sull'etichetta, è consigliabile evitare di esporre il cuscino a fiamme libere o fonti di calore estreme, ad esempio una sigaretta accesa. Questo potrebbe provocare l'incendio del cuscino o l'emissione di gas pericolosi.



AVVERTENZA: Se non si protegge lo schienale Axiom da calore estremo potrebbe incendiarsi o emettere gas pericolosi, il che provocherebbe lesioni gravi o morte.

H. Orientamento del rivestimento

Lo schienale Axiom è stato concepito per fornire una seduta secondo un orientamento specifico e deve essere posizionato correttamente sulla carrozzina, con il rivestimento posizionato nel modo corretto rispetto alla base di schiuma. L'etichetta indica l'orientamento corretto. Vedere la Fig. 2.




AVVERTENZA: Se non si orientano il cuscino dello schienale Axiom e il rivestimento in modo corretto, l'integrità della pelle può risultarne compromessa il che può provocare lesioni gravi o morte.

Configurazione, regolazione e cura


A. Staccare e rimontare il gruppo schienale

Rimuovere DEX

1. Ruotare la leva di blocco per rilasciare e impostare il meccanismo di blocco sulla posizione di rilascio. Vedere la Fig. 3.




2. Rimuovere lo schienale sollevando la cinghia. Vedere la Fig. 4.




Reinstallare DEX

1. Reinstallare lo schienale posteriore. Ruotare la leva di blocco per impegnare il blocco. Vedere la Fig. 5.




A. Staccare e rimontare il gruppo schienale (Continua)

2. Test di chiusura: Verificare visivamente se la chiusura è bloccata (Fig. 6). Tirare verso l'alto per assicurare che la parte posteriore sia bloccata. Vedere la Fig. 6.



B. Funzionamento del supporto laterale pivotante (swing-away)

1. Spingere la linguetta rossa sulla cerniera del laterale pivotante. Ruotare il laterale secondo la posizione desiderata. Vedere la Fig. 7.



C. Spingere o sollevare



AVVERTENZA: Non utilizzare lo schienale Axiom per sollevare o spingere la carrozzina.

1. Non utilizzare la maniglia dello schienale Axiom per sollevare il peso della carrozzina. Serve solo per la rimozione dello schienale Axiom.
2. Spingere o tirare è considerato uso non corretto dello schienale Axiom e potrebbe provocare il distacco inatteso dalla carrozzina. Se non si rispettano queste avvertenze potrebbero verificarsi danni alla carrozzina, cadute, ribaltamenti o la perdita di controllo, con conseguenti lesioni gravi all'utilizzatore o ad altre persone.

D. Sicurezza dello schienale Axiom in transito

Lo schienale Axiom è stato testato secondo i requisiti di test dinamico ai sensi di ANSI/RESNA WC-4, Sezione 20: Sistemi di seduta per carrozzine per l'uso in autoveicoli o ISO 16840-4 Sedute per carrozzine -- Parte 4: Sistemi di seduta per l'uso in autoveicoli. Prima di utilizzare una carrozzina equipaggiata con lo schienale Axiom come sedile in un autoveicolo è necessario disporre di un sistema completo di telaio della carrozzina, seduta, sistemi di ancoraggio della carrozzina e di contenzione dell'occupante e di un veicolo a motore adeguatamente equipaggiato, che siano tutti conformi alle norme menzionate in questa sezione.



AVVERTENZA: Quando si utilizza lo schienale Axiom in una carrozzina predisposta come sedile in un autoveicolo, se non si rispettano tutte le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione indicati in questo manuale, nonché le istruzioni per l'uso in transito elencate di seguito, potrebbero verificarsi danni gravi o morte.

1. Se possibile e fattibile, l'utilizzatore deve trasferirsi sul sedile OEM (attrezzatura originale del fabbricante) del veicolo e allacciare le cinture del veicolo.
2. La distanza tra la parte superiore della spalla dell'utilizzatore e la parte superiore dello schienale Axiom non deve superare i 14 cm (5,5 pollici).
3. La carrozzina deve essere etichettata come appropriata per l'uso come sedile in un autoveicolo, testata dinamicamente secondo i requisiti di prestazione della norma ISO 7176-19 e installata, usata e mantenuta secondo le istruzioni del fabbricante.
4. Se il sedile originale della carrozzina è stato sostituito, il nuovo sedile deve essere approvato per l'uso in transito della carrozzina e usato come indicato nelle istruzioni del fabbricante.
5. Quando si viaggia seduti sulla in un autoveicolo, l'utilizzatore deve guardare in senso di marcia.
6. L'occupante deve utilizzare un sistema di ancoraggio della carrozzina e di contenzione dell'occupante conforme ad ANSI-RESNA WC-4, Sezione 18: Sistemi di ancoraggio per carrozzine e sistemi di contenzione degli occupanti per autoveicoli o ISO 10542-1 Sistemi tecnici e ausili per disabili o portatori di handicap – Sistemi di ancoraggio della carrozzina e sistemi di contenzione degli occupanti – Parte 1: Requisiti e metodi di test per tutti i sistemi e installazione, uso e manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante.
7. L'uso di cinture addominali, cinture toraciche, bretelle, qualsiasi altra cinghia di posizionamento o accessorio di posizionamento non è consentito come sistema di contenzione degli occupanti a meno che non sia contrassegnato come idoneo dal fabbricante in conformità con ANSI-RESNA WC-4, Sezione 18 o ISO 10542-1, Parte 1.
8. L'uso di poggiateste, supporti laterali o altri accessori di posizionamento non deve essere consentito come sistema di contenzione per gli occupanti, a meno che non sia contrassegnato come idoneo dal fabbricante in conformità con RESNA WC-4, Sezione 18 o ISO 10542-1, Parte 1 o ANSI/RESNA WC-4, Sezione 20: Sistemi di seduta per carrozzine per l'uso in autoveicoli o ISO 16840-4 Sedute per carrozzine – Parte 4: Sistemi di seduta per l'uso in autoveicoli.
9. Gli accessori post-vendita come vassoi, bombole di ossigeno e i loro supporti, aste per flebo, zaini, sacchetti e altri articoli devono essere rimossi e fissati separatamente nel veicolo. In caso di incidente questi oggetti potrebbero diventare pericolosi come proiettili e provocare lesioni gravi o morte dell'utilizzatore o degli altri occupanti del veicolo.
10. Questo prodotto è concepito per utilizzatori di peso fino a 76 kg (165 lb).
11. Se lo schienale Axiom è stato coinvolto in un incidente il suo utilizzo dovrebbe essere interrotto in quanto potrebbe aver subito danni non visibili.

E. Manutenzione

Pulizia e manutenzione regolari possono contribuire a prolungare la vita dello schienale Axiom. Ispezionare lo schienale Axiom a cadenza mensile. Durante la pulizia si raccomanda di eseguire l'ispezione dei componenti.

1. Controllare il rivestimento per verificare l'eventuale presenza di strappi e usura eccessiva
 - a. Rimuovere il rivestimento e controllare l'eventuale presenza di anomalie (all'interno e all'esterno).
 - b. Controllare l'eventuale rottura o degrado della schiuma.
2. Controllare la minuteria per individuare eventuali parti allentate, segni di rottura, degrado o deformità.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: Se si rilevano anomalie, ad esempio, rottura della schiuma o danni alla minuteria o agli elementi di fissaggio, interrompere l'uso di questo prodotto immediatamente e consultare il fornitore autorizzato Ki Mobility. Se non si eseguono i controlli sopra elencati, l'integrità della pelle potrebbe risulterne compromessa, provocando lesioni gravi o morte.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: Il proprietario di questo prodotto è responsabile di assicurarsi che il prodotto sia stato configurato e regolato da un fornitore Ki Mobility autorizzato, con le indicazioni di un professionista sanitario. Potrebbero essere necessarie verifiche periodiche di sicurezza e funzionamento o determinate regolazioni durante l'uso, eseguibili dall'utilizzatore, dall'assistente o dal fornitore autorizzato Ki Mobility.

1. Elementi di fissaggio: Ki Mobility raccomanda di ispezionare ogni sei mesi tutti gli elementi di fissaggio, come bulloni allentati o componenti rotti, per garantirne il corretto funzionamento. Gli elementi di fissaggio allentati devono essere serrati secondo le istruzioni per l'installazione.
2. Sostituzione dei componenti: Contattare immediatamente il fornitore autorizzato Ki Mobility per sostituire eventuali componenti. Interrompere l'uso del sistema dopo aver identificato componenti allentati o rotti.

F. Pulizia

1. Rivestimento dello schienale Axiom


NOTA: L'asciugatura con calore potrebbe causare un restringimento che andrebbe a influire sulla tenuta del rivestimento e sulla sua funzionalità.

- Rimuovere il rivestimento dallo schienale Axiom staccando il Velcro®. Aprire la cerniera sul fondo del rivestimento.
- Arrotolare leggermente e rimuovere la schiuma per girare il rivestimento al rovescio.
- Chiudere il rivestimento con la cerniera per evitare che si impigli.
- Lavare in lavatrice con acqua calda (60°C).
- Asciugare all'aria o in asciugatrice, non con calore.

NOTA: Non lavare a secco i rivestimenti né praticare lavaggi o asciugature industriali per lavare i rivestimenti. Non mettere in autoclave a vapore. Non candeggiare. Le definizioni dei simboli per la cura del bucato sono mostrate nella Fig. 9.

2. Gruppo schienale Axiom

- Rimuovere l'intero gruppo dello schienale per rendere più semplice la pulizia. Vedere la Fig. 8.



- Il guscio dello schienale Axiom deve essere pulito con un panno, sapone e acqua su base regolare per evitare la formazione di polvere e sporcizia.

3. Componenti di posizionamento

- I componenti di posizionamento possono essere puliti con un panno, sapone e acqua.
- NON** immergere i componenti di posizionamento in acqua.

Fig. 9 Istruzioni per cura e utilizzo	
	Lavare in lavatrice, a caldo
	Non candeggiare
	Stendere ad asciugare o asciugare in asciugatrice, senza calore.
	Non stirare
	Non pulire a secco


G. Disinfezione

La disinfezione deve essere svolta in aggiunta alla pulizia regolare:

- a. Rimuovere e lavare il rivestimento secondo i passaggi 1a., 1b. e 1c. sopra indicati.
- b. Lavare il rivestimento in lavatrice solo con acqua calda (60°C).
- c. Far sgocciolare e asciugare in asciugatrice senza calore.
- d. Disinfettare tutte le superfici (rivestimento, schiuma e gruppo schienale) con un igienizzante disinfettante da banco con alcol ad almeno il 70% o con salviettine. Non mettere in ammollo né lasciare accumulare grandi quantità di soluzioni detergenti.
- e. Lasciare agire l'igienizzante sulla superficie per almeno 15 minuti, quindi rimuovere con un panno in materiale asettico, se necessario.

H. Rimontaggio dello schienale Axiom dopo la pulizia

1. Dopo la pulizia
 - a. Riposizionare la schiuma e il rivestimento. Arrotondare leggermente la schiuma quando si posiziona il rivestimento.
2. Reinstallazione del gruppo schienale
 - a. Per rimontare i ricevitori dello schienale Axiom e minuteria, allineare i perni ai ricevitori.
 - b. Spingere lo schienale Axiom in posizione sui ricevitori.
 - c. Se inseriti correttamente, i perni entrano in posizione bloccata con un "clic".
 - d. Ruotare la leva di blocco per impegnare il blocco.



⚠ **AVVERTENZA** ⚠

AVVERTENZA: Se non si è certi di aver sentito il "clic" di blocco, tirare lo schienale Axiom verso l'alto utilizzando la maniglia per testare e assicurarsi che il blocco sia fermo. Se non si rispetta questa avvertenza possono verificarsi danni al prodotto, cadute o perdita di controllo, con conseguenti lesioni gravi all'utilizzatore o alle altre persone.

GARANZIA LIMITATA KI MOBILITY

La durata prevista del prodotto è di 5 anni.

A. Per 24 mesi

Ki Mobility garantisce che lo schienale Axiom è privo di difetti in materiale e manodopera per un periodo di 24 mesi. Questa garanzia limitata si applica a:

1. Guscio e schiuma dello schienale Axiom

Per un periodo di 24 mesi (2 anni) dalla data di acquisto, con uso normale, se si presenta un difetto in materiali o manodopera, Ki Mobility, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo senza costi aggiuntivi. Questa garanzia non si applica a forature, strappi o bruciature.

B. Per 6 mesi

Ki Mobility garantisce che il cuscino è privo di difetti in materiale e manodopera per un periodo di 6 mesi. Questa garanzia limitata si applica a:

1. Rivestimenti rimovibili

Per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisto, con uso normale, se si presenta un difetto in materiali o manodopera, Ki Mobility, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo senza costi aggiuntivi. Questa garanzia non si applica a forature, strappi o bruciature.

C. Limiti

1. Ki Mobility non fornisce garanzia su:
 - a. Danni derivanti da negligenza, incidenti, uso improprio o da installazione o riparazione improprie.
 - b. Prodotti modificati senza l'espresso consenso scritto di Ki Mobility.
 - c. Danni dovuti al superamento del limite di peso.
2. Questa garanzia è NULLA se l'etichetta originale dello schienale Axiom viene rimossa o alterata.
3. Questa garanzia è valida solo negli USA. Verificare con il proprio fornitore se sono applicabili le garanzie internazionali.
4. Questa garanzia non è trasferibile e si applica solo all'acquisto del primo consumatore di questo prodotto attraverso un fornitore autorizzato Ki Mobility.

D. Azioni di Ki Mobility

La nostra esclusiva responsabilità è la riparazione o la sostituzione delle parti coperte. Questo è l'unico rimedio per danni consequenziali.

E. Azioni dell'utilizzatore

1. Ottenere da Ki Mobility, mentre la garanzia è in vigore, l'approvazione per la restituzione o la riparazione delle parti coperte.
2. Reclami e riparazioni devono essere elaborati attraverso il più vicino fornitore autorizzato. Tranne che per le garanzie espresse indicate qui, sono escluse tutte le altre, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e le garanzie di idoneità per uno scopo particolare.

F. Avviso per il consumatore

1. Se consentito dalla legge, questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia (scritta od orale, espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare).
2. Questa garanzia conferisce all'utilizzatore determinati diritti legali. Possono inoltre sussistere ulteriori diritti che variano da stato a stato.

Registrare qui il numero di lotto (riportato sulle etichette del rivestimento) per riferimento futuro:

AXIOM

by Etac



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Authorized EU Representative:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN1145.0