

# AXIOM

for Kids

---

CUSHIONS

PXP | PXSF

MANUALE CON LE ISTRUZIONI PER  
UTILIZZATORE E GARANZIA



# INTRODUZIONE

**Grazie per aver acquistato un prodotto Ki Mobility!**



**AVVERTENZA: Non utilizzare senza aver prima letto l'intero manuale. L'uso senza aver prima letto l'intero manuale potrebbe causare gravi lesioni all'utilizzatore e/o al suo accompagnatore.**

Ki Mobility raccomanda la formazione da parte di un professionista di tecnologia assistiva (ATP) o di un altro professionista clinico o tecnico competente per l'utilizzo sicuro di questo prodotto.

In caso di domande o dubbi su qualsiasi aspetto di questo prodotto, su questo manuale o sull'assistenza fornita, contattare il proprio fornitore autorizzato, un rappresentante autorizzato o Ki Mobility. Ki Mobility è raggiungibile ai seguenti recapiti:

(1)715-254-0991



Ki Mobility  
5201 Woodward Drive  
Stevens Point, WI 54481  
U.S.A.



[www.kimobility.com](http://www.kimobility.com) (include il localizzatore dei rivenditori e l'accesso alle informazioni stampate)

Oppure tramite il nostro Rappresentante UE autorizzato:



Etac Supply Center AB  
Långgatan 12  
33233 Anderstorp  
Svezia

Oppure tramite il nostro Rappresentante per il Regno Unito:



Etac Ltd  
Unit 60, Hartlebury Trading  
Estate, Hartlebury  
Kidderminster, DY10 4JD

# Indice

## **INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CONSUMATORI**

A.	Usò previsto .....	3
B.	Sicurezza personale .....	4
C.	Parole di avviso .....	4
D.	Glossario dei simboli .....	5
E.	Controllare la pelle ogni giorno .....	6
F.	Avvertenze generali .....	6
G.	Cinture o imbracature di posizionamento .....	7
H.	Protezione del cuscino .....	7
I.	Ostruzioni .....	8
J.	Orientamento del rivestimento .....	8

## **CONFIGURAZIONE, REGOLAZIONE E CURA**

A.	Adattare il cuscino e la carrozzina .....	9
B.	Manutenzione .....	10
C.	Pulizia .....	11
D.	Rimontaggio del cuscino Axiom dopo la pulizia .....	12

<b>GARANZIA LIMITATA KI MOBILITY .....</b>	<b>13</b>
--	-----------

# Axiom per Kids P e Axiom per Kids SP

## INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CONSUMATORI


**NOTA:** Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso dei cuscini pediatrici Axiom per Kids P e Axiom per Kids SP di Ki Mobility. Queste informazioni devono essere fornite all'utilizzatore del prodotto. Non rimuovere questo manuale prima della consegna all'utilizzatore del prodotto.

**Fornitore:** Questo manuale deve essere fornito all'utilizzatore del prodotto.

**Consumatore:** Leggere l'intero manuale prima di utilizzare questo prodotto e tenerlo a portata di mano come riferimento futuro.

**NOTA:** Controllare tutte le parti per verificare la presenza di eventuali danni causati dalla spedizione. **NON** utilizzare in caso di danni. Contattare il fornitore o Ki Mobility per maggiori istruzioni.

## Caratteristiche del cuscino



1. Rivestimento di stretch a 4 direzioni	2. Maniglia anteriore
3. Cuscino in schiuma	4. Cerniera resistente all'acqua



PESO MASSIMO DELL'UTILIZZATORE: 75 kg (165 lb)

## A. Uso previsto

I cuscini per carrozzine di Ki Mobility sono concepiti per fornire supporto posturale, distribuzione della pressione e tolleranza maggiore alla seduta. Questo cuscino per carrozzina è concepito per uso interno o esterno.

## B. Sicurezza personale

**Qualsiasi evento avverso o lesione grave correlati all'uso della carrozzina o dei suoi accessori devono essere immediatamente segnalati se l'incidente comporta direttamente o indirettamente un grave peggioramento della salute o la morte dell'utilizzatore o di un'altra persona. Segnalare eventuali eventi gravi e/o lesioni a Ki Mobility e, se richiesto dalla normativa locale, all'autorità sanitaria competente del luogo in cui l'utilizzatore e/o l'altra persona risiedono legalmente.**

Non utilizzare questo dispositivo senza aver prima letto l'intero manuale. PRIMA di utilizzare questo dispositivo è necessario essere formati sull'uso sicuro da parte di un professionista della tecnologia assistiva (ATP) o da un altro professionista clinico o tecnico competente. Ki Mobility produce svariati tipi di dispositivi che potrebbero soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. La migliore prassi riconosciuta per la scelta di un dispositivo è quella di consultare un professionista della tecnologia assistiva o un altro professionista tecnico competente e un professionista clinico esperto, come un fisioterapista, un terapeuta occupazionale o un medico. La scelta finale del tipo di dispositivo, delle opzioni e delle regolazioni spetta esclusivamente all'utilizzatore e ai suoi professionisti tecnici e clinici. Le opzioni scelte, la configurazione e la regolazione del dispositivo hanno un impatto diretto sulle sue prestazioni, sulla sua stabilità e sulla capacità di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

## C. Parole di avviso

All'interno di questo manuale, si trovano delle parole di "Avviso". Questi termini sono utilizzati per identificare e indicare la gravità dei vari pericoli. Prima di usare questa carrozzina, l'utilizzatore e ogni persona che potrebbe assisterlo devono leggere il manuale perintero. Osservare la parola di Avviso e prendere in considerazione eventuali note, precauzioni o avvertenze. Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni e di utilizzare la carrozzina in modo sicuro. La parola di Avviso si riferisce a un pericolo o a una pratica non sicura che possono causare gravi lesioni o morte all'utilizzatore o ad altre persone. Le "Avvertenze" si suddividono in tre categorie principali, come indicato di seguito:

**NOTA – "Nota" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe causare un calo delle prestazioni della carrozzina o danni alla carrozzina.**



**ATTENZIONE: "Attenzione" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni alla carrozzina e lesioni personali.**



**AVVERTENZA: "Avvertenza" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o la morte.**

Queste parole di Avviso sono inserite in tutto il manuale, ove opportuno, per evidenziare la situazione di pericolo. Fare riferimento alla Sezione G. per le situazioni di pericolo che si applicano all'uso generale di questo dispositivo.

## D. Glossario dei simboli

SIMBOLO	DEFINIZIONE
	Indica il fabbricante del dispositivo medico.
	Data di fabbricazione (YEAR/MM/DD).
	Indica la necessità per l'utente di consultare un'istruzione per motivi di sicurezza, come precauzioni e avvisi come precauzioni e avvertenze. Se presente sul dispositivo medico o sull'imballaggio, indica l'esigenza per l'utilizzatore di consultare le istruzioni per motivi di sicurezza come precauzioni e avvertenze.
	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
	Indica il numero di serie del fabbricante in modo da poter identificare uno specifico dispositivo medico.
	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.
	Indica la dichiarazione del fabbricante che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili.
	Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.
	Indica la necessità per l'utente di consultare il sito web in elenco per le istruzioni per l'uso in formato elettronico.
	Indica un sito web in cui l'utente può ottenere ulteriori informazioni sul prodotto medico.
	Indica un limite di peso massimo specificato (lb/kg).
	Indica un punto di sicurezza per il transito.
	Indica un potenziale punto ad alto rischio.
	Indica l'ente che importa il dispositivo medico sul posto.
	Indica il codice di partita del fabbricante così è possibile identificare la partita o il lotto.
	Lavare in lavatrice, a caldo.
	Non candeggiare.
	Stendere ad asciugare o asciugare in asciugatrice, senza calore.
	Non stirare.
	Non pulire a secco.
	Indica la dichiarazione del produttore secondo cui il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UKCA applicabili.

## E. Controllare la pelle ogni giorno

Questi prodotti posturali e di posizionamento Axiom sono concepiti per migliorare la distribuzione della pressione e accrescere la tolleranza della seduta. Non è possibile garantire in anticipo che il cuscino fornito soddisfi le esigenze individuali dell'utilizzatore. L'integrità della pelle può risultare compromessa a causa di molti aspetti della vita quotidiana e da condizioni mediche, incluso l'uso di questo prodotto. Assicurarsi di seguire tutti i regimi di cura della pelle stabiliti dal proprio medico.

Gli utilizzatori di questo prodotto devono assicurarsi che la pelle sia ispezionata ogni giorno per individuare eventuali cambiamenti. In caso di cambiamenti interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto e consultare il medico. Un indicatore clinico chiave di lacerazione del tessuto è il rossore della pelle. Se la pelle sviluppa rossore interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto e consultare il medico. Prestare attenzione particolare all'ispezione di quelle aree correlate alle prominenze ossee della regione pelvica, come trocantere e tuberosità ischiatiche.

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA:** Se non si esegue una corretta ispezione della pelle o se si continua a usare un cuscino dopo il rilevamento di cambiamenti alla pelle, l'integrità della pelle può risultarne compromessa e questo può provocare lesioni gravi o morte.

## F. Avvertenze generali

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA:** Non utilizzare né installare questo cuscino senza prima aver letto e compreso questo manuale. Contattare il fornitore Ki Mobility autorizzato o il medico se non si è in grado di comprendere le avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare gravi lesioni o la morte.

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA:** L'adesivo sulle chiusure con gancio e anello (comunemente note come "Velcro") potrebbe rovinarsi nel tempo e ridurre la capacità di fissaggio del cuscino. Questo potrebbe provocare la caduta dell'utilizzatore dalla carrozzina, con potenziali lesioni gravi.

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA:** L'installazione di un cuscino su una carrozzina potrebbe compromettere il centro di gravità della carrozzina. Le variazioni del centro di gravità possono compromettere la stabilità della carrozzina, provocando il ribaltamento o la caduta dell'occupante, con conseguenti gravi lesioni. Consultare sempre le istruzioni per l'uso della carrozzina per capire se possono essere necessarie modifiche per fornire una sufficiente stabilità dopo l'aggiunta di un cuscino.

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA:** L'integrità della pelle può risultare compromessa a causa di molti aspetti della vita quotidiana e da condizioni mediche, incluso l'uso di questo prodotto. Assicurarsi di seguire tutti i regimi di cura della pelle stabiliti dal proprio medico. Gli utilizzatori di questo prodotto devono assicurarsi che la loro pelle sia controllata regolarmente per verificare che non ci siano cambiamenti, come indicato dal loro medico. La mancata osservanza di questa regola potrebbe causare gravi lesioni o la morte.

## G. Cinture o imbracature di posizionamento



**AVVERTENZA:** L'uso non corretto delle cinture di posizionamento può provocare lo scivolamento dell'utilizzatore al di sotto della cintura di posizionamento sulla carrozzina. Se ciò dovesse accadere, potrebbe verificarsi una compressione toracica o un soffocamento dovuto alla pressione della cintura. Se ciò si verifica, la respirazione dell'utilizzatore potrebbe risultare ostacolata causando gravi lesioni o la morte.



**AVVERTENZA:** Se non si protegge il cuscino da calore estremo potrebbe incendiarsi o emettere gas pericolosi, il che provocherebbe lesioni gravi o morte.

Ki Mobility raccomanda l'uso di cinture pelviche di posizionamento. Le cinture pelviche di posizionamento possono ridurre il rischio di caduta dalla carrozzina.

Le cinture di posizionamento, come le cinture pelviche di posizionamento, le imbracature e le cinghie anteriori del tronco sono progettate per supportare, mantenere e sostenere il corretto posizionamento e la postura sulla carrozzina.

- Assicurarsi che l'utilizzatore non scivoli al di sotto della cintura di posizionamento nel sedile della carrozzina.
- La cintura di posizionamento deve avere un'aderenza perfetta, essere abbastanza stretta da mantenere la posizione, ma non così stretta da limitare la respirazione. Deve poter passare una mano aperta tra la cintura e l'utilizzatore.
- L'uso corretto dei cuscini può contribuire alla stabilità pelvica e ridurre lo scivolamento.
- Non utilizzare MAI le cinture di posizionamento:
  - a. Come strumento di contenzione. Uno strumento di contenzione richiede il consenso di un medico.
    - i. A meno che non sia possibile rimuovere facilmente le cinture in caso di emergenza. Se non è possibile farlo, consultare il proprio consulente sanitario per altre opzioni di ausilio alla postura.
  - b. Su un utilizzatore che non è cosciente o è agitato.
  - c. Come cintura di sicurezza o di contenzione dell'occupante in un motoreveicolo. Una cintura di posizionamento non è progettata per sostituire una cintura di sicurezza fissata al telaio di un veicolo, necessaria per una cintura di sicurezza efficace. Durante un arresto improvviso, con la forza di arresto l'utilizzatore verrebbe spinto in avanti. Le cinture di sicurezza per carrozzine non lo impediscono, e le cinture o le fasce possono provocare ulteriori lesioni. Fare riferimento alla sezione "Uso in transito" di questo manuale per ulteriori informazioni.

## H. Protezione del cuscino

Evitare l'esposizione prolungata a condizioni ambientali avverse. Queste potrebbero includere esposizione eccessiva a luce solare e temperature estreme (caldo o freddo). Questo può provocare un degrado delle prestazioni dei cuscini.



**AVVERTENZA:** Se non si protegge il cuscino si possono verificare cambiamenti che possono compromettere l'integrità della pelle, provocando lesioni gravi o morte.

Anche se il cuscino è stato realizzato ai sensi degli standard di infiammabilità riportati sull'etichetta, è consigliabile evitare di esporre il cuscino a fiamme libere o fonti di calore estreme, ad esempio una sigaretta accesa. Questo potrebbe provocare l'incendio del cuscino o l'emissione di gas pericolosi.



**AVVERTENZA:** Se non si protegge il cuscino da calore estremo, potrebbe incendiarsi o emettere gas pericolosi, il che provocherebbe lesioni gravi o morte.



## I. Ostruzioni

Per assicurare il funzionamento corretto del cuscino, evitare di porre ostruzioni tra il fondoschiena dell'utilizzatore e il cuscino. Le ostruzioni possono includere, a titolo esemplificativo:

- Chiavi o altri oggetti nelle tasche
- Imbracature di sollevamento
- Traverse o pannoloni


Le ostruzioni riducono l'efficacia del prodotto, causando potenzialmente punti di pressione o ammaccature.

### ⚠ **AVVERTENZA** ⚠

**AVVERTENZA:** I punti di pressione possono compromettere l'integrità della pelle, provocando lesioni gravi o morte.

## J. Orientamento del rivestimento

Il cuscino è stato concepito per garantire una seduta secondo un orientamento specifico e deve essere posizionato correttamente nella carrozzina con il rivestimento posizionato nel modo corretto e con la base di schiuma. L'etichetta indica l'orientamento corretto.



### ⚠ **AVVERTENZA** ⚠


**AVVERTENZA:** Se non si orientano il cuscino e il rivestimento in modo corretto, l'integrità della pelle può risultarne compromessa, con conseguenti lesioni gravi o morte.

# Configurazione, regolazione e cura

## A. Adattare il cuscino e la carrozzina

### 1. Configurazione iniziale del cuscino senza l'utilizzatore seduto

- Per stabilire quale sia il cuscino ideale da usare, assicurare che le dimensioni siano appropriate prendendo in considerazione la larghezza e la lunghezza dell'imbracatura della carrozzina o del pannello della seduta. Se non si è sicuri consultare il fornitore autorizzato Ki Mobility o il medico.
- Posizionare il cuscino sulla carrozzina con le targhette di identificazione del materiale rivolte verso la parte posteriore della carrozzina e con il manico del cuscino orientato verso la parte anteriore della carrozzina. Il tessuto antiscivolo deve essere rivolto verso l'imbracatura o il pannello della carrozzina.
- È importante che, durante l'uso normale, il cuscino rimanga fermo sulla carrozzina. È importante che il cuscino non si muova durante gli spostamenti perché ciò potrebbe provocare scivolamenti o cadute. Il cuscino è dotato di chiusure gancio e anello e di un fondo antiscivolo che gli permette di rimanere fermo sulla carrozzina. Assicurare che le chiusure gancio e anello del cuscino si allineino e corrispondano con le chiusure gancio e anello della carrozzina. Se l'imbracatura della carrozzina o il pannello della seduta non sono dotati di chiusure gancio e anello o se non si allineano con il cuscino, è necessario consultare il fornitore autorizzato Ki Mobility o il medico per assicurare che il cuscino sia appropriato.



### ⚠ **AVVERTENZA** ⚠

**AVVERTENZA:** Se non si sceglie il cuscino corretto e adatto alla carrozzina l'integrità della pelle può risultarne compromessa e questo può provocare lesioni gravi o morte.

### ⚠ **AVVERTENZA** ⚠

**AVVERTENZA:** Se non si orientano il cuscino e il rivestimento in modo corretto, l'integrità della pelle può risultarne compromessa, il che può provocare lesioni gravi o morte.

### ⚠ **AVVERTENZA** ⚠

**AVVERTENZA:** Se non si scelgono correttamente il cuscino e il rivestimento che possono rimanere fermi nella carrozzina, l'utilizzatore potrebbe cadere, con conseguenti possibili lesioni gravi.

### ⚠ **AVVERTENZA** ⚠

**AVVERTENZA:** Evitare di usare il cuscino con il tessuto dell'imbracatura del sedile teso al massimo. Il tessuto teso al massimo non fornisce un sostegno adeguato al cuscino e può derivarne un posizionamento non corretto. Questo può compromettere l'integrità della pelle, provocando lesioni gravi o morte.

## A. Adattare il cuscino e la carrozzina (Continua)

2. Configurazione della carrozzina e regolazione del cuscino
  - a. Assicurare che le anche siano posizionate correttamente sul retro della carrozzina e che il cuscino sia posizionato come indicato dal fornitore Ki Mobility o dal medico.
  - b. Assicurare che i poggiatesta siano regolati secondo l'altezza corretta, come indicato dal fornitore Ki Mobility o dal medico.
  - c. Assicurarsi che il supporto per la schiena sia correttamente posizionato e regolato per la postura di seduta, come indicato dal fornitore Ki Mobility o dal medico.



**AVVERTENZA: Se non si assicura che la carrozzina sia correttamente regolata per l'uso con il cuscino, l'integrità della pelle potrebbe risultarne compromessa, provocando lesioni gravi o morte.**

## B. Manutenzione

Pulizia e manutenzione regolari possono contribuire a prolungare la vita del cuscino. Ispezionare il cuscino ogni settimana. Durante la pulizia si raccomanda l'ispezione dei componenti.

1. Controllare il rivestimento per verificare l'eventuale presenza di strappi e usura eccessiva
  - a. Rimuovere il rivestimento e controllare l'eventuale presenza di anomalie (all'interno e all'esterno).
  - b. Controllare l'eventuale rottura o degrado della base in schiuma.
    - a. Strappi superiori a 6,35 mm (0,25 pollici)
    - b. Granelli di schiuma allentati
    - c. Modifiche permanenti alla forma della schiuma non caricata, ad esempio appiattimento.
  - c. Ispezionare la sacca con fluido per individuare eventuali strappi o forature. Ispezionare l'area intorno alla sacca e il rivestimento per verificare l'eventuale presenza di un fluido spesso e bianco, indice di perdita.








**AVVERTENZA: Se si rilevano anomalie, ad esempio, rottura della schiuma, interrompere l'uso di questo prodotto immediatamente e consultare il fornitore autorizzato Ki Mobility o il medico. Se non si eseguono i controlli sopra riportati, l'integrità della pelle potrebbe risultarne compromessa, provocando lesioni gravi o morte.**

## C. Pulizia



**AVVERTENZA:** Pulizia, deodorazione e igienizzazione, anche usando il metodo descritto qui, possono accelerare il naturale degrado della schiuma. L'effetto varia a seconda delle sostanze chimiche usate. Verificare che il degrado non sia progredito al punto che il cuscino non possa essere usato, secondo le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo; la mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi.

Istruzioni per cura e utilizzo	
	Lavare in lavatrice, a caldo
	Non candeggiare
	Stendere ad asciugare o asciugare in asciugatrice, senza calore.
	Non stirare
	Non pulire a secco

### 1. Pulizia del rivestimento

**NOTA: L'asciugatura con calore potrebbe causare un restringimento che andrebbe a influire sulla tenuta del rivestimento e sulla sua funzionalità.**

- Rimuovere il rivestimento dalla base in schiuma e chiudere la cerniera.
- Lavare in lavatrice con acqua calda e asciugare in asciugatrice: senza calore. Non stirare. Nota: non pulire a secco i rivestimenti né praticare lavaggi o asciugature industriali per lavare i rivestimenti. Non mettere in autoclave a vapore. Non candeggiare.
- Per rimontare il rivestimento dopo il lavaggio, riposizionarlo sulla base in schiuma. Assicurare che il retro del rivestimento corrisponda al retro della base in schiuma. Nota: se l'utilizzo avviene in un contesto istituzionale, scrivere il nome del residente con un pennarello indelebile sull'etichetta apposita del rivestimento. Questo assicura che il rivestimento corretto torni sul cuscino corrispondente dopo il lavaggio.

### 2. Pulizia o deodorazione della base in schiuma

**NOTA: Non immergere la base in schiuma in alcuna soluzione.**

- Riempire un flacone spray con detergente o deodorante. Verificare l'etichetta per individuare le indicazioni del fabbricante del detergente o del deodorante in merito all'idoneità all'uso. Seguire l'etichettatura del fabbricante per scoprire la concentrazione corretta della soluzione e il relativo utilizzo.
- Mettere la base in schiuma nella vasca da bagno o su una superficie che può bagnarsi.
- Spruzzare l'intera superficie della base in schiuma, inclusi i lati. Capovolgerla e ripetere sul fondo. Alla fine della spruzzatura, lasciare la soluzione in posa per 20-30 minuti.
- Rimuovere la soluzione con un panno umido. Non spruzzare acqua.
- Lasciare che il materiale asciughi all'aria, ma evitare la luce solare diretta. In base a quanto sia bagnata la base in schiuma, l'asciugatura potrebbe richiedere da 24 ore a diversi giorni. Verificare che non rimanga soluzione nella base in schiuma prima dell'uso.

## C. Pulizia (Continua)

### 3. Igienizzazione della base in schiuma


**NOTA: Non immergere la base in schiuma in alcuna soluzione.**

- Riempire un flacone spray con una soluzione di alcol al 70% o superiore.
- Rimuovere le sacche con fluido e i tappi del serbatoio.
- Mettere la base in schiuma nella vasca da bagno o su una superficie che può bagnarsi.
- Spruzzare l'intera superficie della base in schiuma inclusi i lati. Capovolgerla e ripetere sul fondo. Alla fine della spruzzatura lasciare la soluzione in posa per 20-30 minuti.
- Rimuovere la soluzione con un panno umido. Non spruzzare acqua.
- Lasciare che il materiale asciughi all'aria ma evitare la luce solare diretta. In base a quanto è bagnata la base in schiuma, l'asciugatura potrebbe richiedere da 24 ore a diversi giorni. Verificare che non rimanga soluzione nella base in schiuma prima dell'uso.

## D. Rimontaggio del cuscino Axiom dopo la pulizia

### 1. Dopo la pulizia e la manutenzione corrette

- Inserire la base in schiuma nel rivestimento con l'etichetta rivolta verso il basso e la cerniera sulla parte posteriore del cuscino.
- Chiudere la cerniera del cuscino assicurando che il cordoncino sia completamente chiuso e infilato all'interno del rivestimento della tasca della cerniera. Controllare che il codice seriale e il codice normativo si trovino sul retro della base in schiuma.



# GARANZIA LIMITATA KI MOBILITY

La durata prevista del prodotto è di 5 anni.

## A. Per 24 mesi

Ki Mobility garantisce che il cuscino è privo di difetti in materiale e manodopera per un periodo di 24 mesi. Questa garanzia limitata si applica a:

1. Basi di cuscini Axiom-P e Axiom SP

Per un periodo di 24 mesi (2 anni) dalla data di acquisto, con uso normale, se si presenta un difetto in materiali o manodopera, Ki Mobility, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo senza costi. Questa garanzia non si applica a forature, strappi o bruciature.

## B. Per 6 mesi

Ki Mobility garantisce che il cuscino è privo di difetti in materiale e manodopera per un periodo di 6 mesi. Questa garanzia limitata si applica a:

1. Rivestimenti estraibili di Axiom P e Axiom SP

Per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisto, con uso normale, se si presenta un difetto in materiali o manodopera, Ki Mobility, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo senza costi aggiuntivi. Questa garanzia non si applica a forature, strappi o bruciature.

## C. Limiti

1. Ki Mobility non fornisce garanzia su:
  - a. Danni derivanti da negligenza, incidenti, uso improprio o da installazione o riparazione improprie.
  - b. Prodotti modificati senza l'esplicito consenso scritto di Ki Mobility.
  - c. Danni dovuti al superamento del limite di peso.
2. Questa garanzia è NULLA se l'etichetta originale del cuscino viene rimossa o alterata.
3. Questa garanzia è valida solo negli USA. Verificare con il proprio fornitore se sono applicabili le garanzie internazionali.
4. Questa garanzia non è trasferibile e si applica solo all'acquisto del primo consumatore di questo prodotto attraverso un fornitore autorizzato Ki Mobility.

## D. Azioni di Ki Mobility

La nostra esclusiva responsabilità è la riparazione o la sostituzione delle parti coperte. Questo è l'unico rimedio per danni consequenziali.

## E. Azioni del l'utilizzatore

1. Ottenere da Ki Mobility, mentre la garanzia è in vigore, l'approvazione per la restituzione o la riparazione delle parti coperte.
2. Reclami e riparazioni devono essere elaborati attraverso il più vicino fornitore autorizzato. Tranne che per le garanzie espresse indicate qui, sono escluse tutte le altre, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e le garanzie di idoneità per uno scopo particolare.

## F. Avviso per il consumatore

1. Se consentito dalla legge, questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia (scritta o orale, espressa o implicita, inclusa una garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare).
2. Questa garanzia conferisce all'utilizzatore determinati diritti legali. Possono inoltre sussistere ulteriori diritti che variano da stato a stato.

Registrare qui il numero di lotto (riportato sulle etichette del cuscino) per riferimento futuro:

# AXIOM

by Etac



Ki Mobility  
5201 Woodward Drive  
Stevens Point, Wisconsin 54481  
715-254-0991



Authorized EU Representative:  
Etac Supply Center AB  
Långgatan 12  
33233 Anderstorp  
Sweden



[www.kimobility.com](http://www.kimobility.com)



DCN1163.0