

# ROGUE<sup>2</sup>





# ENCUENTRE SU LÍMITE... Y VAYA MÁS ALLÁ.

---

Con su estilo redefinido e inmejorable diseño, Rogue2 es el equilibrio perfecto entre rendimiento, funcionalidad y autoexpresión. Diseñados para adaptarse a cualquier estilo de vida, cada uno de los elementos de esta silla de ruedas se han mejorado para brindarle una experiencia óptima, adondequiera que vaya.





# AJUSTE PERFECTO. Y PERFECTAMENTE AJUSTADO.

---

La más ligera de su clase y diseñada para ser el ajuste perfecto de su primera silla de ruedas o la próxima. Su mayor resistencia y durabilidad combinadas con el grado necesario de capacidad de ajuste le permiten maximizar su eficiencia durante toda su vida útil.



## DISEÑO DEL ESPALDAR

---

Regular el espaldar nunca ha sido tan fácil; con sólo una herramienta y sin desmontarlo, se puede cambiar su angulación aún con la silla de ruedas ocupada. Relájese o acomode su ropa simplemente activando la posición relajada.



## DISEÑO INDEXADO

---

Por fin un diseño del tubo del camber que hace más fácil cargar su silla. Modifique sin esfuerzo el centro de gravedad con la pista Dimple Track de alineamiento de precisión. La regulación indexada de la altura posterior del asiento no requiere desmontaje.



## DISEÑO DEL ALA

---

El diseño del ala perfeccionado le permite acercarse más para transferirse. Los componentes resistentes a la corrosión protegen su silla del ambiente. Alinéese fácilmente con el intuitivo sistema Caster Angle Adjustment (ajuste de ángulo de los casters) de Ki.





# ESTILO Y DESEMPEÑO. REDEFINIDOS.



“Es muy importante que la silla de ruedas se adapte a mí y satisfaga mis necesidades. Es la primera vez que siento como si la silla de ruedas fuese hecha a mi medida. Nunca lo habría pensado, ¡pero me siento tan libre en ella! Me da mucho gusto poder hacer las cosas cotidianas con confianza.”

- Amanda Steijlen  
*Fundadora de Wheely Big Dreams*



“Mi pasión por la aventura y el aire libre me lleva a viajar por el mundo. Tener una silla que pueda resistir y salir adelante en lugares remotos y rústicos es esencial.”

- Joe Stone  
*Director de Misión,  
Teton Adaptive Sports*



HAGA DE ELLA SU TIPO DE... ÚNICA EN SU TIPO.

Verse bien y sentirse bien van de la mano. El diseño elegante y esculpido le hará sentirse seguro adondequiera que vaya. Minimalista o vanguardista, su silla de ruedas puede ser única gracias al Visualizador de colores (Color Visualizer).







## ESPECIFICACIONES

Peso de transporte*	Ancho del asiento
10.6 lbs.   4.8 kg	12-20"   30-51 cm
Camber	Tamaño de tubo
0°, 2°, 4°, 6°, 8°	1 3/8"   3.5 cm
Profundidad del asiento	Capacidad de peso
14-20"   36-51 cm	275 lbs.   124.7 kg
Altura delantera del asiento	Altura posterior del asiento
13.5-20.5"   34-52 cm	13.5-20"   34-51 cm
Aprobada para transitar por ANSI/RESNA WC-19	

\* Chasis de 16" x 16", altura baja del espaldar, casters de polietileno de 4", placa reposapiés tubular abierta. Ruedas posteriores quitadas.

Ki Mobility fabrica sillas de ruedas y sistemas posturales y de posicionamiento en los Estados Unidos. Los productos Ki y Axiom redefinen sus respectivos segmentos elevando los estándares de innovación y calidad. Ki Mobility sigue mejorando la experiencia de los consumidores y profesionales con su concepto "Better By Design" (diseñado para ser mejor) en productos y servicios.

Ki Mobility forma parte de Etac desde 2021.

Fundada en 1973, Etac es líder mundial en desarrollo y venta de tecnologías asistivas ergonómicas y equipamientos para movilizar pacientes. A través de marcas de productos especializados, Etac ofrece productos de vanguardia para una amplia gama de necesidades diarias y ambientes de asistencia para personas en todas las etapas de la vida. Las marcas de productos de Etac incluyen Convaid, R82, Star, Molift, Immedia, Etac, Ki y Axiom.

